



Gasvävskompresser och torkar

Mölnlycke Health Care's kompresser och torkar i gasväv är naturlatexfria och finns i ett antal storlekar och förpackningsmodeller. Kvaliteten kontrolleras ständigt för att säkerställa att den överensstämmer med den Europeiska Farmakopéns normer.



Användningsområden

Kompresserna och torkarna har ett brett användningsområde inom sjukvården. De kan användas för absorption, sårrengöring, skydd, polstring, desinficering, munvård och avtorkning.

Både kompresserna och torkarna finns i olika storlekar, både sterila och osterila. Produkterna består av 100 % bomull. Alla torkar har en naturlatexfri silikonring. Gasvävskompresser och torkar finns tillgängliga i ett antal storlekar, både sterila och osterila.

Kompresser, sterila



Art nr	Storlek cm	Lager	Avd kuvert	Avd fp	Transp fp
152040	5 × 5	8	2	150	3000
153165	5 × 5	8	5	150	3000
153040	5 × 5	12	2	100	2000
153065	5 × 5	12	5	120	2400
153340	7,5 × 7,5	8	2	150	1500
153365	7,5 × 7,5	8	5	150	1500
153765	7,5 × 7,5	12	5	120	1200
152440	7 × 10	8	2	150	1500
152465	7 × 10	8	5	150	1500
153665	10 × 10	8	5	150	1500
158040	10 × 10	8	2	150	1500
158440	10 × 10	12	2	100	1000
158465	10 × 10	12	5	120	1200
158540	10 × 20	12	2	100	900
158560	10 × 20	12	5	100	900

Kompresser, osterila



Art nr	Storlek cm	Lager	Avd fp	Transp fp
153100	5 × 5	8	150	7650
153000	5 × 5	12	120	6120
152400	7 × 10	8	150	3150
153300	7,5 × 7,5	8	150	3600
153700	7,5 × 7,5	12	120	2880
153600	10 × 10	8	120	2400
158400	10 × 10	12	100	2000
158500	10 × 20	12	50	1000

Mölnlycke osterila kompresser och torkar av gasväv är förpackade i en renrutinförpackning som medger dispensering samtidigt som den skyddar mot luftburen kontamination.

Torkar, sterila



Art nr	Storlek	Diameter mm	Avd kuvert	Avd fp	Transp fp
150760	2	24	5	220	4400
150860	3	28	5	150	1500
151360	4	63	5	120	1200
151460	5	72	5	90	900
151760	3	25 × 30 platttork	5	350	7000

Torkar, osterila



Art nr	Storlek	Diameter mm	Avd fp	Transp fp
150700	2	24	250	6500
150800	3	28	250	3000
151300	4	63	100	1500
151400	5	72	100	1500
151600	2	20 × 25 platttork	500	9000
151700	3	25 × 30 platttork	500	10000

Levereras i plastpåse.

Mölnlycke Health Care AB
Box 13080, 402 52 Göteborg
Telefon: 031-722 30 00
www.molnlycke.com

Mölnlycke-symbolen och textbilden är registrerade varumärken hos Mölnlycke Health Care AB.