



Smärtfri sårförslutning

Luft- och sekretgenomsläpigt
God häftförmåga
Vatten- och bakterietät
Steril och hudvänlig

 **smith&nephew**
Leukostrip 
Suturtejp

Leukostrip - Suturtejp

Elastisk suturtejp för smärtfri sårförslutning

Leukostrip är en steril och hudvänlig suturtejp för smärtfri sårläggning.

Elastiskt polyamidmaterial, som töjer sig och formar sig efter sårödemet, för att återta sin ursprungliga längd när ödemet går tillbaka.

Luft- och sekretgenomsläppligt – förhindrar maceration

Hypoallergen häftmassa

God häftförmåga, även under lång tid

Bärarmaterial: Polyamid

Häftmassa: Polyakrylat

Användningsområde

Primär och sekundär förslutning av större eller mindre ingrepp. Ersättning för hudsutur efter subkutan sutur, hudklämmor eller brusten sutur. Fixering av hudtransplantat.



<i>Art.nr</i>	<i>Produkt</i>	<i>Kuvert</i>
Steril		
66002878	4 x 38 mm (8 strip)	50
66002903	4 x 76 mm (4 strip)	50
66002878	6,4 x 76 mm (3 strip)	50
66002879	6,4 x 102 mm (5 strip)	50
66002880	13 x 102 mm (6 strip)	50
66002881	26 x 102 mm (4 strip)	25
66002952	6,4 x 76 mm (3 strip)	10

Wound management

Smith&nephew AB Box 143, 431 22 Mölndal Sverige

Tel: 031-7465800 Fax: 031-870531

www.smith-nephew.com

www.smith-nephew.se