



Proxident



Munspray salivstimulerande

Beskrivning

Proxident Munspray salivstimulerande fuktar torra munslemhinnor och ger en fräsch smak i munnen. Den innehåller en buffrad äppelsyra som stimulerar salivproduktionen samt fluor och xylitol för att förebygga karies. Den har en praktisk förpackning med pumpspray. Ett långsamt tryck ger en stråle och snabbt tryck en spraydimma.

Användningsområde

För personer som besväras av muntorrhet.

Förpackning

Plastflaska av PE med en pump av PP.



Språk

Proxident Munspray salivstimulerande har information på svenska, engelska, norska och danska.

Kvalitetsmärkningar

Produkten är registrerad som en medicinteknisk produkt klass 1 och är CE märkt.

Proxident Munspray salivstimulerande

| | |
|----------------------|--|
| Artikelnummer | 2501 |
| EAN-kod | 739238000484 |
| Konsumentförpackning | 50 ml |
| Butiksförpackning | 15 st flaskor |
| Transportförpackning | 150 st flaskor |
| Ingredienser (INCI) | Glycerin, Aqua, Calcium lactat, Urea, Magnesium chloride, Malic acid, Methylparaben, Potassium chloride, Sodium monofluorophosphate (42 ppm F), Mononatriumfosfat, Xylitol, Aroma. |
| Storage & Expire | 24 månaders hållbarhet. Förvaras i rumstemperatur. |
| Registrering | Medicinteknik klass 1 |

Läs mer om våra produkter på www.proxident.se

Proxident AB Box 470 SE-791 16 Falun, Sweden office phone +46 23 79 22 22 fax +46 23 79 22 01 info@proxident.se VAT no 556867-5564