

KM-tavlan standard



Synprövningstavla för barn i åldrarna fem år **och uppåt**.

KM Bokstavstavlan rekommenderas för synprövningen i samband med 6-års hälsokontroll samt att användas inom skolhälsovård och ögonsjukvård.

I paketet ingår en pektavla.

Med patienter som inte kan läsa testar man med "lika-för-lika-metoden". Det innebär att undersökaren pekar på en bokstav på syntavlan och patienten pekar ut den på pektavlan.

KM-Tavlan Standard är konstruerad för ett testavstånd på tre meter. Det är lättare att få kontakt med patienten på tre meter än på fem meter, och det blir på så sätt lättare att styra synundersökningen.

KM-Tavlan Standard är gjord i beständig PVC plast. Tavlan dimensioner är 49,5 x 26,5 cm och passar i alla synprövningsskåp,

Pektavla och kardborreband för att fästa upp tavlan medföljer.

Material: Vit, 1,0 mm antireflexbehandlat PVC som går att **desinficera** med handspritt samt tvättas med handtvål
Pektavla i samma material följer med.

Passar till alla belysningskåp.

KM-tavla komplett med pektavla

Art.nr 604-2050