



Tork Tvättlapp



Artikel	747450
---------	--------

Längd, ovikt	19 cm
--------------	-------

Bredd, ovikt	25 cm
--------------	-------

Längd, vikt	9.5 cm
-------------	--------

Bredd, vikt	25 cm
-------------	-------

Lager	6
-------	---

Tryck	Nej
-------	-----

Dekor	Ja
-------	----

Färg	Vit
------	-----

Förbättra patientvården med Tork Tvättlapp som passar perfekt när man tvättar patienten med vatten och en mild tvål.

www.tork.se

Starkt mjukpapper för hög effektivitet
Hållbart material som kan steriliseras

Leveransdata			
	Konsumentförpackning	Transportförpackning	Pall
EAN	7322540001709	7322540001754	7322540589672
Antal	80	1600	44800
Konsumentförpackning	-	20	560
Höjd	95 mm	264 mm	1998 mm
Bredd	110 mm	386 mm	800 mm
Längd	250 mm	561 mm	1200 mm
Volym	2.6 dm3	57.2 dm3	1.6 m3
Nettovikt	524 g	10.5 kg	293.7 kg
Bruttovikt	529 g	11.2 kg	314.3 kg
Förpackningsmaterial	Plast	Kartong	-

Miljömärkningar/Fördelar



Kontakt

Essity Hygiene and Health AB
Professional Hygiene
Broplatsen 3
431 31 Göteborg

Telefon: 031-746 17 00
E-post: information.tork@essity.com