

**PRODUKTBLAD**



**Produktnamn:** nutrisafe2®

**Beskrivning:** Matningssond i silikon med säkerhetskoppling

Art.nr	Storlek	Avd.förp (st)	Transp.förp (st)
2332.042	4 Fr	10	240
2332.062	6 Fr	10	240
2332.082	8 Fr	10	240
2332.102	10 Fr	10	240

**Material (se siffror på bild):**

- 1= ABS
- 2= TPE-E
- 3= Silikon

**Övrig information:** Silikonsond 125 cm. Röntgentät med två laterala hål. Centimeter märkning från 5-70 cm. Stängd ände. Konnektor med lock. Lockets färg indikerar vilken storlek (Fr) sonden har

**Produkten är CE-märkt:** Ja