



Leverantör:
3M

Prevena incisionsbehandling med undertryck

Prevena™ är den första och enda produkt med negativt tryck som är specifikt utformad för att hantera kirurgiska incisioner där det finns risk för postoperativa komplikationer. Mer än 70 publicerade kliniska studier har visat att Prevena™-systemet reducerar postoperativa komplikationer. Använd Prevena™ till patienter som har en ökad risk för postoperativa komplikationer t.ex. multisjuka, högt BMI, akuta/långa operationer, riskutsatta incisioner (ljumskar, fotleder, amputationer), ökad risk för ruptur, rökare och diabetiker.

Prevena™ är indicerat för patienter som har en ökad risk för att få postoperativa komplikationer såsom infektion, ruptur, serom och hematom.

Enkelt att använda för personal och patienter.
Appliceras på operation och förbandet sitter på plats i 4-7 dagar med - 125 mmHg i undertryck.

Fördelar:

- Skyddar incisionen från yttre kontaminering
- Håller ihop incisionen/sårkanterna
- Minskar lateral spänning och ödem
- Ökar perfusionen i sårkanterna
- Minskar dead-space
- Transporterar bort ev exsudat

Följande pumpar används till Prevenaförbanden:

- Liten Prevenapump med 45 ml canister batteridrivna
- Prevena Plus 7 dagar, går i 7 dagar, uppladdningsbart batteri, 150 ml canister
- Prevena Plus 7 dagar, går i 14 dagar, uppladdningsbart batteri, 150 ml canister, går att köpa separat
- Activac
- Ulta



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com




Prevena™ för incisionsbehandling. Förband i olika storlekar.

Ref.nr	Art.nr	Beskrivning	Förp.
Pump			
PRE4010S	10022901	Prevena Plus pump 14-dagar med 150ml canister, laddare och bärväska.	1
Kit med pump och förband			
PRE1101S-A	10017190	Prevena™ Peel & Place™-kit, 13 cm 1 st Prevena™-enhet, 1 st canister 45 ml, 1 st 13 cm Prevena™ allt-i-ett förband med slanganslutning, 1 st connector till Acti V.A.C.®, 1 st väska	1
PRE1001S-A	10017188	Prevena™ Peel & Place™-kit, 20 cm 1 st Prevena™-enhet, 1 st canister 45 ml, 1 st 20 cm Prevena™ allt-i-ett förband med slanganslutning, 1 st connector till Acti V.A.C.®, 1 st väska	1
PRE1121-A	10020795	Prevena Duo™ Peel & Place™-kit, 13/13 cm 1 st Prevena™-enhet, 1 st canister 45 ml, 2 st 13 cm Prevena™ allt-i-ett förband med slanganslutning och y-koppling, 1 st connector till Acti V.A.C.®, 1 st bärväska	1
PRE3201	10020540	PREVENA PLUS PEEL&PLACE KIT 35CM (1 Prevena Pluspump 7 dagar, laddare, bärväska, 1st 150 ml canister, 1 st 35 cm allt-i-ett-förband färdigt att placera med slang o sårfilm samt extra tätningsremsor)	1
PRE4001	10017282	PREVENAPLUS CUSTOMIZABLE KIT 90CM (1 Prevena Pluspump 7 dagar, laddare, bärväska, 1st 150 ml canister, 1 st 90 cm klippbart förband, sensatracanslutning, sårfilm, extra tätningsremsor samt dubbelhäftande hydrokolloidremsor för extra tätning)	1
PRE5221	10024700	PREVENA RESTOR BELLA KIT MED PUMP SMALL (1Prevena Pluspump 14 dagar, laddare, bärväska, 1st 150 ml canister, 2 st Prevena Bella Form förband 21x19cm typ allt-i-ett-förband färdigt att placera med slang o sårfilm samt extra tätningsremsor, 1 st y-koppling)	1
PRE5321	10024706	PREVENA RESTOR BELLA KIT MED PUMP MEDIUM (1 Prevena Pluspump 14 dagar, laddare, bärväska, 1st 150 ml canister, 2 st Prevena Bella Form förband 24x22cm typ allt-i-ett-förband färdigt att placera med slang o sårfilm samt extra tätningsremsor, 1 st y-koppling)	1
PRE5421	10024708	PREVENA RESTOR BELLA KIT MED PUMP LARGE (1 Prevena Pluspump 14 dagar, laddare, bärväska, 1st 150 ml canister, 2 st Prevena Bella Form förband 29x27cm typ allt-i-ett-förband färdigt att placera med slang o sårfilm samt extra tätningsremsor, 1 st y-koppling)	1
PRE5001	10024652	PREVENA RESTOR ARTHRO FORM KIT M PUMP SMALL (1 Prevena Pluspump 14 dagar, laddare, bärväska, 1st 150 ml canister, 1 st Prevena Restor Arthro Form förband 33x30cm typ allt-i-ett-förband färdigt att placera med slang o sårfilm samt extra tätningsremsor, engångslinjal med dokumentationsetikett)	1
PRE5101	10024648	PREVENA RESTOR ARTHRO FORM KIT M PUMP LARGE (1 Prevena Pluspump 14 dagar, laddare, bärväska, 1st 150 ml canister, 1 st Prevena Restor Arthro Form förband 46x30cm typ allt-i-ett-förband färdigt att placera med slang o sårfilm samt extra tätningsremsor, engångslinjal med dokumentationsetikett)	1



Enbart förband			
Ref.nr	Art.nr	Beskrivning	Förp.
PRE1155	10001747	PREVENA FÖRBAND 13CM (5 st 13 cm allt-i-ett-förband färdigt att placera med slang o sårfilm samt extra tätningsremsor)	5
PRE1055	10001729	Prevena™ Peel & Place™-förband, 20 cm 5 st allt-i-ett-förband färdigt att placera med slang, sårfilm samt extra tätningsremsor.	5
PRE3255	10020541	PREVENA FÖRBAND 35CM (5 st 35 cm allt-i-ett-förband färdigt att placera med slang o sårfilm samt extra tätningsremsor)	5
PRE4055	10001756	PREVENACUSTOMIZABLE FÖRBAND 90CM (5 st 90cm klippbara Prevenaförband, senstracanslutning, sårfilm och hydrokolloidremsor för extra tätning)	5
PRE5255	100009161	PREVENA RESTOR BELLA FÖRBAND SMALL (5 st Prevena Restor Bella Form förband 21x19cm typ allt-i-ett-förband färdigt att placera med slang o sårfilm samt extra tätningsremsor)	5
PRE5355	100009162	PREVENA RESTOR BELLA FÖRBAND MEDIUM (5 st Prevena Restor Bella Form förband 24x22cm typ allt-i-ett-förband färdigt att placera med slang o sårfilm samt extra tätningsremsor)	5
PRE5455	100009173	PREVENA RESTOR BELLA FÖRBAND LARGE (5 st Prevena Restor Bella Form förband 29x27cm typ allt-i-ett-förband färdigt att placera med slang o sårfilm samt extra tätningsremsor)	5
PRE5055	100009193	PREVENA RESTOR ARTHRO FORM FÖRBAND SMALL (5 st Prevena Restor Arthro Form förband small 22x30cm typ allt-i-ett-förband färdigt att placera med slang o sårfilm samt extra tätningsremsor)	5
PRE5155	100009194	PREVENA RESTOR ARTHRO FORM FÖRBAND LARGE (5 st Prevena Restor Arthro Form förband large 46x30cm typ allt-i-ett-förband färdigt att placera med slang o sårfilm samt extra tätningsremsor)	5



Övriga tillbehör Prevena			
Ref.nr	Art.nr	Beskrivning	Förp.
PRE1095S	10017189	Prevena canister, 45 ml	5
PRE4095	10017283	PrevenaPlus canister, 150 ml	5
PRE9090	10018171	Prevena connector till V.A.C.® pump	10



