



# Engångssprutor

## Engångssprutor

3-parts standard plastspruta tillverkad av polyeten, graderad, latex, PVC- och DEHP-fri. Steril, för engångsbruk. Steriliseringmetod: Etylenoxid

- Höga volymer för ett brett användningsområde
- Även sprutor med Luer lock främst avsedda för att användas i infusionspumpar
- Finns även ogenomskinligt material för infusion med infusionspump
- Katetertyp finns för Luer-adapter för ett bredare användningsområde

Artikelnummer	Beskrivning	Avd. förp.	Trsp. förp.
10018712	30 ml Luer	40	640
10024001	30 ml Luer lock	40	400
10024002	50 ml Luer lock	16	240
10001760	50 ml Kateter kona och Luer adapter	20	300
10018571	100 ml Kateter kona	25	200

Leverantör



## För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv  
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com