



Pulsoximeter

IM Medico erbjuder en mycket prisvärd pulsoximeter som testats av Medicinsk tekniska avdelningar samt vårdavdelningar så att vi kan garantera en mycket god kvalitet.

OLED display i färg
SPO2- och Pulsfrekvensgraf
Vågform
Batteri indikator
Hjärtfrekvens ljud

Medföljande tillbehör :

Band för att hänga runt halsen
Användarmanual
Samt mjukt skydd i tyg



FS20D

Specifikationer

Produkt

Pulsoximeter

Art.nr.

FS20D

