



Sanifix Bas utan ben

Byxa för fixering av inkontinensskydd. Smidig byxa med fällade benöppningar, extra elastisk för att hålla skyddet på plats. Färgkodad. Bra passform och god elasticitet. Märkt i linningen med tvättråd.



Bruksanvisning / handhavande: Noggrann utprovning av storleken är viktig för byxans funktion vilket minskar / förhindrar risken för läckage och onödiga byten. Byxans storlek mäts kring midjan.

Benämning	Sanifix Bas utan ben							
Varumärke	Sanifix							
Sanicare art nr	4119-5	4120-5	4121-5	4122-5	4123-5	4124-5	4125-5	4126-5
Storlek	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Färgkod	Grå	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Mått höft/stuss cm	35-75	40-80	60-100	70-110	80-120	90-130	100-140	120-160
Lårvidd, cm	27-40	34-45	35-50	40-55	45-60	55-70	65-80	75-90
Vikt / produkt, g	8	9	10	11	12	13	14	17
Antal / fp, st	5							
Material	94% Polyester, 6% Spandex							
Krympning	Nej							
Tvättråd								
Antal tvättar	Ca 50 tvättar (normal hushållstvätt)							
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning							
Förvaring	Rumstemperatur, ej i solljus							
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex							



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare:
Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



OEKO-TEX® innebär att produkterna är tillverkade på ett miljövänligt sätt.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme



sanicare