

# Compat® Flexibaggle

## Smidig behållare för tillförsel av vätska eller sondnäring

Compat Flexibaggle är en tom behållare/container för tillförsel av extra enteralt vatten eller sondnäring, t ex Isosource MCT. Compat Flexibaggle är försedd med två öppningar, en bred öppning med återförslutande skruvkork för påfyllning av vätska eller sondnäring samt en smal öppning för koppling till aggregat. Detta gör Compat Flexibaggle till en av de smidigaste behållarna på marknaden.

### BRETT ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Totalvolym: rymmer 500 ml och har tydlig markering även vid 250 ml.
- Smal öppning som passar till aggregat med ENPlus-spike som Compat Go Universal Set, Compat Go Portable Set och Compat Universal Gravity Set.
- Bred öppning för påfyllnad.
- Passar i Compat Go Ryggäck för både barn och vuxna.

### MATERIAL

- Steril PE/PET
- Fri från ftalaten DEHP
- PVC-fri

### BESTÄLLNINGAR

Compat Flexibaggle kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.  
Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg  
E-post: [ordernhs@se.nestle.com](mailto:ordernhs@se.nestle.com)  
Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

Produkt	Best.nr	Antal/förpackning
Compat Flexibaggle	90 04 28	1x30 st



För hälso- och sjukvårdspersonal

Nestlé Health Science, Box 6026, 102 31 Stockholm.  
Tel: 08-561 525 00. Vid produktfrågor, ring: 020-78 00 20.  
[www.nestlehealthscience.se](http://www.nestlehealthscience.se)