



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Tillbehör och adaptrar

Tillbehör och adaptrar som används vid sondmatning med aggregat.

Till aggregaten för sondmatning finns en rad tillbehör och adaptrar, alla anpassade till kopplingssystemet ENFit.

Tillbehör och adaptrar

TILLBEHÖR



EasyBag Bolusadapter ENFit

Adapter för ENFit-sprutor för uttagande av bolusvolym från EasyBag.



EasyBottle adapter

Används för att koppla EasyBag aggregat till EasyBottle då kosttillsägges som sondnäring.



Freka adapter LuerLock ENFit

ENFit (male) och LL (female). Passar till sonder med LL (male).



Freka adapter Female LuerLock ENFit

Adapter för port ENFit (female) - LL (female) oral



Freka adapter LuerLock ENFit

ENFit (female) och LL (male). Passar till LL-aggregat och ENFit-sonder.



Freka adapter ENLock ENFit

Kan kopplas till ENFit-aggregat eller ENFit-sprutor.



Freka förlängningsslang 100 cm ENFit

Passar till aggregat med ENFit-koppling. Fast ENFit-koppling, både male/female. Slangklämma.



Freka stegadapter ENFit

Passar till konformerade sonder. Kan kopplas till ENFit-aggregat eller ENFit-sprutor.



Freka universaladapter ENFit

Konformad adapter. Passar på ENFit (male), t.ex. på aggregatets trevägs-kran och till ENLock-sprutor.



VarioLine adapter ENPlus

Används tillsammans med EasyBag-aggregatet för flaskor och nappflaskor.

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Produkt	Förpackning	Varunr. Tamro/Apotek	Artikelnr. leverantör
EasyBag Bolusadapter ENFit	1x15 st	825165	7755694
EasyBottle adapter	1x60 st	821587	7989923
Freka adapter LuerLock ENFit	1x15 st	825578	7981366
Freka adapter Female LuerLock ENFit	1x15 st	825645	7981377
Freka adapter LuerLock ENFit	1x15 st	825579	7981365
Freka adapter ENLock ENFit	1x15 st	826041	7981376
Freka förlängningsslang 100 cm ENFit	1x30 st	825166	7755693
Freka stegadapter ENFit	1x15 st	825178	7751562
Freka universaladapter ENFit	1x15 st	825167	7755695
VarioLine adapter ENPlus	1x60 st	823677	7751857

Beställs via Tamro, order@tamro.com, tel: 031-767 76 43.