



4 mån - Sinlac specialgröt



Från 4 månader

Sinlac Specialgröt är utvecklad för barn med komjölksproteinallergi. Eftersom Sinlac också är laktosfri och glutenfri, kan den även ges till barn med laktosintolerans och/eller celiaki.

På den här sidan

Produktbeskrivning

Sinlac specialgröt

Tillagning

Förvaring och hållbarhet

Informationsmaterial

Produktblad Gröt & Välling

SPARA | DELA

4 mån - Sinlac specialgröt

Sinlac gröt är näringsmässigt komplett och berikad med bland annat järn och vitaminer. Gröten kan ges från 4 månader efter rekommendation från Barnhälsovården eller läkare. Sinlac specialgröt fungerar även som en del i en blandad kost till äldre barn.



Produktbeskrivning

- Från ca 4 månader.
- Fri från, komjölksprotein, gluten, laktos
- Utan tillsatt socker och palmolja
- Berikad med järn, kalcium och vitaminer
- Baserad på ris och fruktkärnmjöl från Johannesbröd
- God proteinkvalité



Sinlac specialgröt

10 portioner

Sinlac är baserad på ris och fruktkärnmjöl från Johannesbrödträdet, vilket medför att gröten är fri från gluten och kan användas i en glutenfri kost.

INGREDIENSER OCH NÄRINGSVÄRDEN

Ingredienser

Rismjöl (78%), fruktkärnmjöl, vegetabiliska oljor (raps, solros), stabiliseringsmedel (natriumfosfat), mineralämnen (kalcium, järn, zink, jod), antioxidationsmedel (citronsyra), vitaminer (A, D, E, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyra, B12, biotin, pantotensyra).

Näringsvärden

Typ	Enhet	100 g pulver innehåller	En portion färdiglagad gröt (50 g pulver) ger
Energi	kJ	1 804	905
	kcal	428	215
Fett, varav	g	12	5,8
	mättat	g	0,9
Kolhydrat, varav	g	65	32
	sockerarter	g	5
Fiber, varav	g	3	1,5
Protein, varav	g	15	7,6
Salt	g	0,39	0,19
Vitamin A (RE)	µg	430	215
Vitamin D	µg	5,1	2,6
Vitamin E	mg	3,8	1,9
Vitamin C	mg	60	30
Tiamin (B ₁)	mg	0,85	0,43

Typ	Enhet	100 g pulver innehåller	En portion färdiglagad gröt (50 g pulver) ger
Riboflavin (B ₂)	mg	0,5	0,25
Niacin	mg	3	1,5
Vitamin B ₆	mg	0,3	0,15
Folsyra	µg	15,4	7,7
Vitamin B ₁₂	µg	0,85	0,4
Biotin	µg	17	8,5
Pantotensyra	mg	0,8	0,4
Natrium	g	0,16	0,08
Kalcium	mg	465	233
Fosfor	mg	360	180
Järn	mg	8	4
Zink	mg	6,3	3,2
Jod	µg	50	25

Tillagning

1 portion

Tillagas på vatten

1. Häll 1,5 dl varmt (50°C) vatten i en tallrik.
2. Tillsätt 50 g pulver, rör om.
3. Klar till servering!

Vätskemängden kan varieras till önskad konsistens!

Förvaring och hållbarhet

Bäst före utgången av: Se botten.

Lagras torrt, ej över normal rumstemperatur.

Efter att förpackningen öppnats bör innehållet förbrukas inom 1 månad.

ANVÄNDBARA LÄNKAR 

FAQ's
Ordlista
Om Nestlé
Nestlé Nutrition Institute

DIN PRODUKTSPECIALIST



Pernilla Sinander Österberg
0703597290
Kontakta mig
Mer om mig

ALLMÄNNA VILLKOR

Nestlé Infant Nutrition
Box 7173
250 07 Helsingborg
nan@se.nestle.com

