

## Proteinrik sondnärning med fettsyraprofil anpassad för god absorption

Isosource Protein är en proteinrik sondnärning som ger mer energi än en standardsondnärning. Receptet är uppdaterat med tillägg av fiskolja, samt MCT-fett som lätt tas upp av kroppen.

### ANVÄNDNING

- Lämplig till patienter med ett högt proteinbehov som exempelvis vid sårhäkning eller kirurgiska ingrepp, läkning av höftledsfrakturer, nedsatt immunförsvar och vid dialys.
- 20 % MCT-fett minskar risken för malabsorption<sup>1</sup>.
- Nivån av EPA och DHA bidrar till en optimal n6:n3 ratio (4:1).
- Används på inrådan av läkare eller dietist.
- Isosource Protein kan kombineras med andra sondnärningar.
- Glutenfri och låg laktoshalt.

### HÖG NÄRINGSTÄTHET

Isosource Protein kan användas som enda näringskälla vid dosering  $\geq 1500$  ml/dag.

### FÖRPACKNING

Isosource Protein levereras i en 500 ml SmartFlexförpackning (halvhård plastförpackning). Förpackningen är lätt att hantera och kan kopplas ihop med de enterala aggregat som förekommer på marknaden. Tom förpackning trycks enkelt ihop och återvinns som plast.

### FÖRVARING OCH HÄNGTID

Öppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Öppnad förpackning kan förvaras återförsluten i kylskåp i 24 timmar. Hängtid i slutet system är 24 timmar.

Isosource Protein är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning.

### NÄRINGSFAKTA (per 100 ml)

Energi:	130 kcal
Protein:	21 E %, 6,7 g från mjölkprotein
Fett:	30 E %, 4,4 g från raps-, solros-, MCT- och fiskolja.
Kolhydrat:	49 E %, 16 g från maltodextrin
Laktos:	Låg laktoshalt, < 0,05 g
Gluten:	Glutenfri

1. R.H. Rollandelli et al. Lipids and Enteral Nutrition. Clinical nutrition: Enteral and tubefeeding. J.L. Rombeau, R.H. Rollandelli, W.B Saunders Company 1997.



**SmartFlex<sup>™</sup>**  
En ny generation enterala förpackningar



## INGREDIENSER

Vatten, maltodextrin, mjölkproteiner, vegetabiliska oljor, MCT-fett, mineraler (trikaliumfosfat, kalciumcitrat, kaliumcitrat, trinatriumcitrat, kaliumklorid, magnesiumcitrat, natriumklorid, trikaliumfosfat, järnlaktat, zinksulfat, kopparglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, natriumselenit, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid), emulgeringsmedel (E472c, E471), fiskolja, stabiliseringsmedel (E460, E466, E407), kolinbitartrat, vitaminer (C, E, niacin, pantotensyra, B6, B1, A, B2, betakaroten, folsyra, D, B12, K, biotin), antioxidationsmedel (E304)

## BESTÄLLNINGAR

Isosource Protein kan köpas på Apotek eller beställas direkt från Mediq Sverige AB eller ordinarie storhushållsgrossist. Mediq Sverige AB, Box 302, 431 24 Mölndal.

E-post: [ks.sjukvard@mediq.com](mailto:ks.sjukvard@mediq.com)

Webshop: <http://4care.mediqverige.se/>

Telefon: 0771-999 888, Fax: 031-388 92 01

SmartFlex-förpackning	Best.nr Apotek/Mediq	Best.nr Storhushållsgrossist
12x500 ml	90 01 02	90 01 02

## NÄRINGSVÄRDE (per 100 ml)

Energi	kcal	130
	kJ	549
Protein (21 E%)	g	6,7
Kolhydrat (49 E%)	g	16
-varav sockerarter	g	1,4
-varav laktos	g	<0,05
Fett (30 E%)	g	4,4
-varav mättat fett	g	1,3
- MCT	g	0,88
- varav enkelomättat fett	g	1,9
- varav fleromättat fett	g	0,9
- Omega-3	g	0,18
- varav EPA	mg	34
- varav DHA	mg	23
-Kvot n6:n3		4:1
Kostfiber	g	0
- varav lösliga	g	0
- varav olösliga	g	0
Vitaminer		
Vitamin A	µg RE	140
- varav Betakaroten	µg RE	33
Vitamin D	µg	1,8
Vitamin K	µg	9
Vitamin C	mg	14
Vitamin B1	mg	0,19
Vitamin B2	mg	0,23
Vitamin B6	mg	0,25
Niacin	mg NE	2,5
Folsyra	µg	37
Vitamin B12	µg	0,6
Pantotensyra	mg	0,72
Biotin	µg	5,8
Vitamin E	mg α-TE	2
Övriga näringsämnen		
Kolin	mg	50
Mineraler		
Natrium	mg	90
Klorid	mg	70
Kalium	mg	150
Kalcium	mg	100
Fosfor	mg	75
Magnesium	mg	12
Järn	mg	1,2
Zink	mg	1,2
Koppar	µg	170
Jod	µg	19
Selen	µg	8,5
Mangan	mg	0,3
Krom	µg	11
Molybden	µg	13
Fluor	mg	0,16
Osmolaritet	mOsm/l	283
Osmolalitet	mOsm/kgH <sub>2</sub> O	350
Vattenhalt	g/100 ml	80