


PKU Synergy

Koncentrerad fenylalaninfri
proteinersättning i pulverform



PKU Synergy

PKU Synergy är en fenylalaninfri proteinersättning i pulverform för tillredning av dryck. Avsedd för kostbehandling av fenylketonuri (PKU) eller hyperfenylalaninemi hos barn från 10 år, ungdomar och vuxna (med ökad fenylalanintolerans/intag). Innehåller essentiella och icke essentiella aminosyror samt vitaminer, mineraler, spårämnen och en liten mängd kolhydrat. Innehåller dokosahexaensyra (DHA).

PKU Synergy måste kompletteras med naturligt protein, vätska och andra näringsämnen enligt ordination från läkare eller dietist, för att täcka patientens behov av fenylalanin och övriga näringsämnen.

Pulvret är förpackat i portionspåsar. Varje påse innehåller 33 g pulver. Finns i smaken citrus.

PKU Synergy innehåller per påse (33 g)

- 98 kcal
- 20 g proteinekvaliter
- 0,33 g fett
- 3,5 g kolhydrater

ANVÄNDNING

Det dagliga intaget av PKU Synergy är en portion (33 g). Behandlande läkare eller dietist bestämmer exakt ordination beroende på ålder, vikt och patient. Vatten eller annan kompletterande dryck bör serveras i samband med intag av PKU Synergy.

TILLREDNING

1. Tvätta händerna och använd rena redskap.
2. Häll 100 ml kallt vatten i en behållare med tättslutande lock. Till sätt innehållet från en portionspåse. Förslut behållaren och skaka tills pulvret är helt upplöst.
3. Drycken skall alltid röras om innan man dricker ifall den stått en stund. PKU Synergy serveras bäst kyld.

FÖRVARING

Förvaras torrt och svalt. Bäst-före-datum finns angivet på förpackningen. Öppnade påsar bör förbrukas inom ett dygn. Tillblandad dryck bör användas omgående.

INGREDIENSER

L-lysin L-aspartat, maltodextrin, L-leucin, L-glutamin, L-prolin, kalciumkarbonat, L-tyrosin, L-valin, glycin, L-alanin, L-isoleucin, L-treonin, magnesiumacetat, L-arginin-L-aspartat, L-serin, L-cystin, L-metionin, kolinbitartrat, trikaliumcitrat, L-histidin, torkad glucosirap, L-tryptofan, tricalcium citrat, aromämnen, stabiliseringsmedel (E412), naturliga aromämnen, vegetabilisk encellsolja med hög andel docosahexaensyra (DHA), smakförstärkare (E330), L-askorbinsyra, M-inositol, L-arginin, natriumkaseinat (från mjölk), raffinerad vegetabilisk olja (solros), järnsulfat, zinksulfat, natriumskorbat, sötningsmedel (sukralos), DL-alfa tokoferylacetat, emulgeringsmedel (E471, sojalecicin), nikotinamid, mangansulfat, tribasisk kalciumfosfat, kalcium D-pantotenat, tiaminhydroklorid, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, vitamin-A-acetat, kaliumjodid, kromklorid, folsyra, antioxidanter (E304, E306), natruimolybdat, natriumselenit, vitamin K₁, D-Biotin, vitamin D₃

Näringsvärde	PKU Synergy		
	Per 100 g	Per portionspåse å 33 g	
Energi	Kcal kJ	296 1255	98 414
Fett (E%)	g	1	0,33
varav			
– mättat	g	0,23	0,08
– enkelomättat	g	0,32	0,11
– fleromättat	g	0,4	0,13
Kolhydrat (E%)	g	10,7	3,5
varav sockerarter	g	0,6	0,2
Kostfiber (E%)	g	0,75	0,25
Proteinekvaliter (E%)	g	60,6	20
Salt	g	0,08	0,03
Aminosyror			
L-alanin	g	4,38	1,4
L-arginin	g	2,31	0,76
L-asparaginsyra	g	6,69	2,2
L-cystin	g	1,79	0,59
L-glutamin	g	6,71	2,2
Glycin	g	4,38	1,4
L-histidin	g	1,61	0,53
L-isoleucin	g	4,02	1,3
L-leucin	g	6,67	2,2
L-lysin	g	5,65	1,9
L-metionin	g	1,79	0,59
L-fenylalanin	g	0,01	0,00
L-prolin	g	6,41	2,1
L-serin	g	3,51	1,2
L-treonin	g	3,79	1,3
L-tryptofan	g	1,43	0,47
L-tyrosin	g	4,79	1,6
L-valin	g	4,70	1,6
Mineraler			
Natrium	mg (mmol)	30,0(1,3)	9,9 (0,4)
Kalium	mg (mmol)	606(15,5)	200 (5,1)
Klorid	mg (mmol)	<20	-
Kalcium	mg (mmol)	2545(63,5)	840 (21)
Fosfor	mg (PO4 mmol)	<20	-
Magnesium	mg (mmol)	606(24,9)	200 (8,2)
Järn	mg	30,3	10
Zink	mg	30,3	10
Koppar	mg	-	-
Mangan	mg	5,5	1,8
Molybden	µg	106	35
Selen	µg	75,8	25
Krom	µg	97	32
Jod	µg	376	124
Vitaminer			
Vitamin A	µg-RE	2212	730
Vitamin D	µg	42,4	14
Vitamin E	mg a-TE	21,2	7
Vitamin C	mg	212	70
Vitamin K	µg	106	35
Tiamin	mg	2,4	0,8
Riboflavin	mg	3	1
Niacin	mg-NE	23	7,6
Pantotensyra	mg	9,1	3
Vitamin B6	mg	2,5	0,83
Folsyra	µg	376	124
Vitamin B12	µg	6,7	2,2
Biotin	µg	69,7	23
Övriga näringsämnen			
Karnitin	mg	0	0
Kolin	mg	606	200
Inositol	mg	273	90,1
Taurin	mg	0	0
Osmolalitet	mosm/kg	N/A	N/A

BESTÄLLNING

PKU Synergy kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: www.nutricia.se/order, e-post: order.amnse@nutricia.com, telefon: 08-25 15 30 eller fax 019-76 62 330.

Produkt	Smak	Best nr	Antal/förp
PKU Synergy	Citrus	90 04 69	30 påsar å 33 g

