



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



VarioLine Amika®

Universalaggregat till Amikapump

Aggregatet är en sterilprodukt för engångsbruk. Kan användas i ett slutet system i max 24 timmar.

Passar till följande förpackningar:

- Flaskor med smal eller bred hals
- Plastcontainer med bred hals
- Nappflaskor
- EasyBag
- Nutrison Pack
- SmartFlex

ENFit och ENPlus

Avtagbar VarioLineadapter

Trevägskran för medicinering

Patenterad slangklämma

VarioLine Amika®

Universalaggregat till Amikapump

MED AVTAGBAR VARIOLINEADAPTER



EGENSKAPER VARIOLINE AMIKA

- ENFit
- ENPlus
- Avtagbar VarioLineadapter
- Droppkammare
- Bakterietätt ventilationsvalv, minskad risk för kontaminering
- Trevägskran för medicinering
- Patenterad slangklämma
- Längd: 250 cm
- Fri från ftalater

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Produkt	Förpackning	Varunr. Tamro/Aptek	Artikelnr. Leverantör
VarioLine Amika	1x30 st	827435	7751902

Beställs via Tamro, order@tamro.com, tel: 031-767 76 43.