



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Freka[®] Tube Nutritionssond

En mjuk nasogastrisk sond med ENFitkoppling
för kortvarig till medellång enteral
nutritionsbehandling

Tillverkad i vävnadsvänlig polyuretan.

I vävnadsvänlig polyuretan




Röntgentät

Med lägesmarkeringar

Freka® Tube Nutritionssond

En mjuk nasogastrisk sond med ENFitkoppling

LEDARE MED RUNDAD DISTAL ÄNDE



EGENSKAPER FREKA TUBE NUTRITIONSSOND

- Tillverkad i vävnadsvänlig polyuretan.
- Den medföljande ledaren gör sonden lätt att placera. Ledaren har en öppning för tillförsel av kontrast eller för lägeskontroll med ledaren kvar i sonden (fig 1).
- Röntgentät vilket möjliggör lägeskontroll av sond.
- Rundad distal ände på sonden med två öppningar för att garantera bra flödes hastighet och minimera risk för stopp i sonden (fig 2).
- Lagesmarkeringar var 5:e centimeter möjliggör kontroll av läge och underlättar vid sonsättning.
- Användningstid: upp till 6 veckor.
- Tejp för fixering (fig 3).

BESTÄLLNINGSPERIOD

Produkt	Inre diameter	Yttre diameter	Förpackning	Varunr. Tamro/Aptek	Artikelnr. Leverantör
Freka Tube Nutritionssond CH 8/80 cm	1,9 mm	2,85 mm	1x10 st	826397	7981839
Freka Tube Nutritionssond CH 8/120 cm	1,9 mm	2,85 mm	1x10 st	826398	7981840
Freka Tube Nutritionssond CH 10/120 cm	2,4 mm	3,4 mm	1x10 st	826399	7981842
Freka Tube Nutritionssond CH 12/120 cm	2,9 mm	4,0 mm	1x10 st	826400	7981843

Beställs via Tamro, order@tamro.com, tel: 031-767 76 43.