

Peptamen® Intense

PROTEINRIK OCH KOLHYDRATLÅG SONDNÄRING SPECIELLT UTVECKLAD FÖR INTENSIVVÅRDSPATIENTER

PEPTAMEN® INTENSE är skräddarsydd för att möta intensivvårdspatientens metabola behov. Kombinationen av högt proteininnehåll och lågt kolhydratinnehåll ger rätt balans av protein och energi. Detta ger snabbare tillfrisknande¹ och förbättrade kliniska resultat hos intensivvårdspatienter²⁻⁴.

ANVÄNDNING

Enteral sondnäring för kostbehandling av kritiskt sjuka patienter, och/eller patienter med eller i risk för malnutrition och/eller de som har högt proteinbehov med samtidig energi-/kolhydratrestriktioner.

Peptamen Intense kan användas som enda näringskälla vid dosering > 1000-1500 ml/dag.

FÖRPACKNING

Peptamen Intense levereras i en 500 ml SmartFlexförpackning (halvhård plastförpackning). Förpackningen är lätt att hantera och kan kopplas ihop med de enteral aggregat som förekommer på marknaden. Tom förpackning trycks enkelt ihop och återvinns som plast.

FÖRVARING OCH HÄNGTID

Öppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Öppnad förpackning kan förvaras återförsluten i kylskåp i 24 timmar. Hängtid i slutet system är 24 timmar.

NÄRINGSFAKTA (per 100 ml)

Energi	100 kcal
Fett	34 E %, 3,7 g från MCT-, fisk-, raps-, och solrosolja
Kolhydrat	29 E %, 7,3 g från maltodextrin
Protein	37 E %, 9,3 g från hydrolyserat vassleprotein
Laktos	Låg laktoshalt, < 0,5 g
Gluten	Glutenfri



För hälso- och sjukvårdspersonal

1. Tiengou LE, Gloro R, Pouzoulet J, et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2006 Jan-Feb; 30(1):1-5. 2. Ochoa J, et al. Hypocaloric high-protein enteral nutrition improves glucose management in critically ill patients. Clinical Nutrition Week, ASPEN 2017. 3. Wieser J, et al. Use of a very high protein enteral nutrition formula assists in meeting the protein needs of patients receiving intravenous sedation with propofol. Clinical Nutrition Week, ASPEN 2017. 4. Wieser J, et al. Availability of a very high protein enteral nutrition formula Leads to change in practice in nutrition prescription. Clinical Nutrition Week, ASPEN 2017.



NestléHealthScience
NOURISHING PERSONAL HEALTH



INGREDIENSER

Vatten, hydrolyserad vassleprotein (mjölk), maltodextrin, MCT-fett, fiskolja, vegetabiliska oljor (raps, solros), mineraler (natriumcitrat, magnesiumcitrat, natriumfosfat, natriumklorid, järnsulfat, zinksulfat, kopparsulfat, mangansulfat, natriumfluorid, kromklorid, kaliumjodid, natriumselenat), emulgeringsmedel(sojalecitin), kolinklorid, vitaminer (C, E, niacin, pantotensyra, B₆, B₂ (riboflavin), B₁ (tiamin), A, folsyra, K, biotin, D), L-karnitin, taurin.

BESTÄLLNINGAR

Peptamen Intense kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.
Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg
E-post: ordernhs@se.nestle.com
Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

SmartFlex-förpackning	Best.nr
12x500 ml	90 06 30

NÄRINGSVÄRDE (per 100 ml)

Energi	kcal	100
	kJ	420
Fett (34 E%)	g	3,7
- varav mättat fett	g	2,2
- varav enkelomättat fett	g	0,58
- varav fleromättat fett	g	0,49
- MCT	g	1,8
- Omega-3	g	0,2
Förhållande n-3:n-6		1:1,2
Kolhydrat (29 E%)	g	7,3
- varav sockerarter	g	0,75
- varav laktos	g	<0,5
Fiber	g	0
Protein (37 E%)	g	9,3
Vitaminer		
Vitamin A	µg	65
Vitamin D	µg	1,4
Vitamin K	µg	4,4
Vitamin C	mg	8,0
Vitamin B ₁	mg	0,10
Vitamin B ₂	mg	0,13
Vitamin B ₆	mg	0,17
Niacin	mg NE	3,0
Folsyra	µg	30
Vitamin B ₁₂	µg	0,29
Pantotensyra	mg	0,45
Biotin	µg	3,0
Vitamin E	mg α-TE	1,4
Mineraler		
Natrium	mg	100
Klorid	mg	38
Kalium	mg	177
Kalcium	mg	63
Fosfor	mg	46
Magnesium	mg	17
Järn	mg	1,6
Zink	mg	1,3
Koppar	mg	0,17
Jod	µg	12
Selen	µg	8,0
Mangan	mg	0,14
Krom	µg	6,0
Molybden	µg	17
Fluorid	mg	0,16
Övriga näringsämnen		
Kolin	mg	67
Taurin	mg	8,0
Karnitin	mg	10
Osmolaritet	mOsm/l	278
Osmolalitet	mOsm/kgH ₂ O	334
Vattenhalt	g/100 ml	83

