

Nutrilon Proteinberikning

För prematura spädbarn med låg födelsevikt



The image shows the packaging for Nutrilon Protein Enrichment. The background is a dark grey with a glowing DNA double helix structure. At the top left is the Nutricia logo. The product name 'Nutrilon' is prominently displayed in blue. A green shield-shaped callout contains text about protein enrichment for premature infants. A yellow banner at the bottom right highlights 'PROTEINBERIKNING' and its use as a special medical food. The bottom left corner lists the product quantity and form.

NUTRICIA
Advanced Medical Nutrition

Nutrilon

Proteinberikning
För prematurfödda
spädbarn med
extremt låg
födelsevikt

Nutricia, Box 3142, 169 03 Solna.
Tel: 05-24 15 30. www.nutricia.se

PROTEINBERIKNING
Livsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn

50 x 1g
annospussia jauhetta /
dospäsar pulver
50g e

För kostbehandling av prematurer med låg vikt vid otillräckligt proteinintag

Nutrilon Proteinberikning

Nutrilon proteinberikning är till för berikning av bröstmjolk eller bröstmjölksersättning för prematura spädbarn.

Berikningen görs för att uppnå en proteinnivå som motsvarar behovet hos prematura barn med låg födelsevikt med målet att uppnå god tillväxt och utveckling.

INNEHÅLLER PER 100 G PULVER

- 338 kcal
- 82,1 g protein från vassle och kasein (97 E%)
- 2,2 g kolhydrat varav 1,3 g sockerarter (3 E%)

OBSERVERA

Bröstmjolk är den bästa födan för det späda barnet. Nutrilon proteinberikning är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Bör doseras efter bröstmjölks innehåll och det prematura barnets behov. Används endast under tillsyn av läkare eller dietist. Nutrilon proteinberikning har inte steriliserats. Följ instruktionerna noggrant och använd endast väl rengjorda redskap vid tillredningen. Endast för oralt/enteralt bruk. Får ej ges intravenöst.

ANVÄNDNING

Nutrilon proteinberikning-beredningen kan användas för kostbehandling av prematurer med låg födelsevikt vid lågt proteinintag. Beredningen kan tillsättas i bröstmjolk berikad med Nutriprem bröstmjölksberikning eller i modersmjölksersättning för prematurer för att trygga ett tillräckligt proteinintag hos prematurer med låg vikt för att stödja tillväxt och utveckling.

DOSERING

Eftersom mängden som behövs är liten, rekommenderas dosering genom vägning. Förpackningen innehåller inget dosmått.

För prematurer <1000 g rekommenderas proteinintag 3,6-4,1 g/100 kcal (4,0-4,5 g/kg/d).¹

TILLAGNING

Tvätta händerna och använd endast rena redskap för tillagning och servering. Säkerställ att förpackningen är ren. Följ hygieniska tillagnings- och hanteringsmetoder. Tillred endast en portion i taget och använd inom 2 timmar. Håll alltid bort mjolk som inte går åt under måltiden.

FÖRVARING

Torrt i rumstemperatur. Använd öppnad förpackning (ask) inom en månad. Tillslut väl. Öppnade dospåsar kastas genast bort. Förpackat i skyddande atmosfär.

INGREDIENSER

Vassleproteinhydrolysat (från mjolk), Kaseinhydrolysat (från mjolk).

Näringsvärde		Per 100 g pulver	Per dospåse (1g)
Energi	kcal	338	3,38
	kJ	1435	14,35
Protein	g	82,1	0,821
Kolhydrat	g	2,2	0,022
- varav sockerarter	g	1,3	0,013
Fett	g	0,1	0,001
- mättat	g	0,1	0,001
Kostfiber	g	0	0
Mineraler			
Natrium	mg	776	7,76
Kalium	mg	1226	12,26
Klorid	mg	66	0,66
Kalcium	mg	524	5,24
Fosfor	mg	516	5,16
Magnesium	mg	46	0,46
Järn	mg	0	0
Zink	mg	0	0
Koppar	mg	0	0
Mangan	µg	210	2,10
Fluor	mg	0	0
Molybden	µg	0	0
Selen	µg	27	0,27
Vitaminer	g	0	0

Nutrilon proteinberikning kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: www.nutricia.se/order, e-post: order@nutricia.se telefon: 08-24 15 30 eller fax 019-76 62 330.

Produkt	Antal/Förp	Best nr
Nutrilon proteinberikning	4 x 50 x 1 g	90 04 88

1. Agostoni C, et al. JPGN. 2010 Jan;50(1):85-91.