



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life



# EasyBag<sup>®</sup> Amika<sup>®</sup> ENFit/ENPlus

Aggregat till Amikapump

Avsett för användning till Amikapump för sondmatning.  
Aggregatet är en sterilprodukt för engångsbruk. Kan användas i ett slutet system i max 24 timmar.

ENFit/ENPlus-koppling

---

Droppkammare

---

Trevägskran för medicinering

---

Patenterad slangklämma

# EasyBag Amika ENFit/ENPlus

Aggregat till Amikapump.

## MED DROPPKAMMARE PÅ ÖVRE ÄNDEN



## EGENSKAPER EASYBAG AMIKA ENFIT/ENPLUS

- Säker enteral ENFit koppling, enligt den internationella säkerhetsstandarden ISO 80369-3 för en säker och tätslutande anslutning
- Övre distala änden har ENPlus-koppling
- Slangkomponenter: droppkammare, medicinport (trevägskran) med ENFit-koppling samt patenterad slangklämma med fritt flödesskydd
- Nedre distala änden har female ENFit-koppling
- Längd: 250 cm.
- Transparent slang för kontroll av innehåll i slang
- Slang av PVC med mjukgörare TEHTM
- Fri från latex och Bisfenol A
- Sterilförpackad (EO)
- Skyddskork på ENPlus-koppling
- Användningstid upp till 24 h i ett slutet system

## BESTÄLLNINGSPÅGÅENHET

Produkt	Förpackning	Varunr. Tamro/Aptek	Artikelnr. Leverantör
EasyBag Amika ENFit	1x30 st	829991	7751900