

MediLime Tummy Button

MediLime Tummy Button har ett enda syfte, och det är att göra livet med ett matningssystem mer behagligt och effektivt.

En knapp kan vara en bekväm lösning tack vare dess lilla storlek och det faktum att du inte behöver ett långt rör. Vi lyssnar till slutanvändaren och specialisterna och vi visar detta genom att förbättra och förnya våra produkter ofta.

Några key features

- MediLime Tummy Button är tillverkad av ren silikon, är latexfri och DEHP-fri (fri från mjukgörare), vilket håller huden runt gastrostomin frisk och förhindrar att huden blir irriterad och röd
- MediLime Tummy-knapp kommer med en inmatningsguide. Detta kan vara ett användbart verktyg när du placerar knappen om det finns ärrvävnad vid fistelöppningen eller med de längre storlekarna av Tummy Button
- Knappen är mycket snyggt utformad och känns bekväm för patienten
- MediLime Tummy Button har olika ballongdiametrar (per storlek 12FR upp till 24FR, från 3 upp till 8 ml volym) och finns i alla längder. (0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.7, 2.0, 2.3, 2.5, 2.7, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 och 5.0)
- MediLime Tummy Button är mycket prisvärd



Förpackningens innehåll

Tummy Button är förpackad i en box tillsammans med följande tillbehör för enkel placering.

- Inmatningsguide
- Spruta 6CC
- Smörjgel 5 gram
- Gasbinda