

# MediLime Förlängningsrör

Våra förlängningsrör används för att administrera enteral näring och/eller medicinering via knappen. MediLime-förlängningsrör kan användas för alla knappar och finns med ENFit ENFit/Y och bolusanslutningar.




MediLime-förlängningsrör är tillverkade av polyuretan av högsta kvalitet, är latexfria och innehåller inga mjukgörare. Förlängningsrören finns i längderna 30 och 60 cm (12 och 24 tum).



Artikel	Beskrivning	Enhet
0323-12	MediLime Förlängningsrör 1. Bolus	30cm med rakt anslutning 10 delar
0323-24	MediLime Förlängningsrör 1. Bolus	60cm med rakt anslutning 10 delar
0324-12	MediLime Förlängningsrör 2. Large ENFit	30cm med rakt anslutning 10 delar
0324-24	MediLime Förlängningsrör 2. Large ENFit	60cm med rakt anslutning 10 delar
0328-12	MediLime Förlängningsrör 2. ENFit	30cm med rät vinkel anslutning 10 delar
0328-24	MediLime Förlängningsrör 2. ENFit	60cm med rät vinkel anslutning 10 delar
0329-12	MediLime Förlängningsrör 3. Y-ENFit	30cm med rät vinkel anslutning 10 delar
0329-24	MediLime Förlängningsrör 3. Y-ENFit	60cm med rät vinkel anslutning 10 delar

## Anslutning

Precis som i processen med Tummy Button, är feedback från slutanvändare och specialister avgörande när det gäller att förnya förlängningsrören. För att möta efterfrågan finns det en mängd möjliga anslutningar:



- Knappanslutning med högt flöde (idealisk för användning med en matningspump)
- Förbättrat material för att minska påverkan av (aggressiv) medicinering
- MediLime är den enda leverantören av förlängningsrör med lila anslutningar
- Perfekt tillämpbar på alla knappar
- Bättre grepp för enkel placering

## Produktegenskaper

Material	Polyuretan
PHT- och BPA-fri	JA
Latexfri	JA
För engångsbruk	JA
Steril	NEJ
Förpackning	Låda med 10 separata förpackningar
Typ streckkod	GS1
Enhet	Per 10 delar
CE-märkning	CE0473