


ΑΒΧΔΕΦ

OWLERTON GREEN . SHEFFIELD . S6 2BJ

TEL: +44 (0) 114 234 4231

FAX: +44 (0) 114 231 4966

Email:- qa@swann-morton.com



Steril engångskniv

Skalpell Standard levereras i förpackningar med 10 st.

Säkerhetskniv levereras i förpackningar med 25 st.

Sortiment:

6, 9, 10, 10A, 11, 11P, E/11, Sabel E/11, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C

15T, Sabel D/15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, Sabel B/23, 24, 25, 25A, 26, 27, SGD & Stitch Cutter

With Guards, 10, 10A, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 22A, 23 & 24.

Säkerhetskniv, 10, 11 & 15.

Analys knivblad:

ROSTFRITT STÅL

KOL	0.60% - 0.70%
KISEL	0.50% max.
MANGAN	1.00% max.
KROM	12.00% - 13.50%
SVAVEL	0.025% max.
FOSFOR	0.03% max.
NICKEL	0.5% max.

Analys knivblad:

(Endast Sabel E/11. D/15 & B/23).

KOLSTÅL

KOL	1.20% - 1.30%
KISEL	0.10% - 0.35%
SVAVEL	0.025% max..
MANGAN	0.20% - 0.45%
KROM	0.10% - 0.40%
FOSFOR	0.035% max.

Material handtag:

Polystyrol (Medium Impact Polystyrene)

Material handtag säkerhetskniv

ABS Plastic

Handtagen är tillverkade i U.K.

Egg skydd (i förekommande fall):

Låg halt av polyethylene

Egg skydden är tillverkade i U.K.

Specifikation styckförpackning

Styckförpacknings underdel: Pressad Polystyrene.

Styckförpackning ovandel: 12 Micron poly laminerat till 50 mikron speciellt avdragbar Low Density Polyeten
OR

Papper: Medicinskt kraftpapper.

Film: Polyamid / bindningsskikt / Low Density Polyetylen

Styckförpackningarna är tillverkade i E.U

Förpackning

Kartong: Returfiberbaserad kartong

Lack:: Litho machine varnish.

Förpackningarna är tillverkade i U.K.

Styckesförpackning och förpackningar är märkta med aktuellt lot nummer och utgångsdatum, förpackningarna är i förekommande fall EAN märkta.

Varje förpackning är individuellt förpackad i cellofan före leverans.

Produkterna är steriliserade med Cobalt 60 gammabestrålning av:
Swann Morton (Services) Limited, Owlerton Green, Sheffield S6 2BJ