



CLIP

Flaskhållare till 150ml flaska

Användningsområde

Används för att på ett enkelt sätt tillse att handdesinfektion finns lätt tillgängligt. Används inom human- och djursjukvård.

Produktfakta

Mobil flaskhållare för att fästa på kläder. Avsedd för flaskor med 21mm hals. Hållaren kan enkelt rengöras med ytdesinfektionsmedel vid behov.

Art.nr: 70 000

Säljes styckewis

Bruksanvisning

Plastringen träs över flaskan och clippen fästes på plagget.

