

# MIC<sup>®</sup> Gastrostomituber

– ett sätt att äta

## MIC<sup>®</sup> Gastrostomituber ENFit för enteral nutrition

- MIC<sup>®</sup> Gastrostomituber är tillverkade i mjuk och vävnadsvänlig silikon för bästa acceptans och komfort.
- Secur-Lok<sup>®</sup> – skjutbar ring för säker yttre fixering–medventilationshål och tryckavlastning för minskad hudirritation.
- Centimetergraderingar på gastrostomituben för verifikationavläget.
- Innersluten distal tipp, (14-24 Fr).
- MIC<sup>®</sup> Gastrostomituber har tydlig märkt ballonginfart BAL.
- Avrundad spets för smidig insättning.
- Anslutning som passar både spruta och aggregat.
- Kan användas för tömning av ventrikeln.

MIC<sup>®</sup> Gastrostomitub finns i två olika utföranden, med och utan medicinport och i flera storlekar

MIC Bolus ENFit Ref nr	Storlek	Rek vatten i ballongen
8110-12 LV	12 Fr	3-5 ml
8110-14LV	14 Fr	3-5 ml
8110-16LV	16 Fr	3-5 ml
8110-18	18 Fr	7-10 ml
8110-20	20 Fr	7-10 ml
8110-22	22 Fr	7-10 ml
8110-24	24 Fr	7-10 ml

MIC G med medicinport ENFit Ref nr	Storlek	Rek vatten i ballongen
8100-12LV	12 Fr	3-5 ml
8100-14LV	14 Fr	3-5 ml
8100-16LV	16 Fr	3-5 ml
8100-18	18 Fr	7-10 ml
8100-20	20 Fr	7-10 ml
8100-22	22 Fr	7-10 ml
8100-24	24 Fr	7-10 ml

MIC Gastrostomituber samt tillbehör tillverkas av Halyard Health Inc.



Mic-Bolus<sup>®</sup> ENFit

1512.012 juni 2018