


PRODUKTBLAD



Produktnamn:

nutrifit[®]

Beskrivning:

Matningssond i Polyuretan 125 cm med ledare.
ENFit koppling. Stängd ände

Art.nr	Storlek	Avd.förp (st)	Transp.förp (st)
1362.0671	6 Fr	25	150
1362.0871	8 Fr	25	150
1362.1071	10 Fr	25	150

Material:

PUR, TPE-E, PP, MABS, rostfritt stål
Nutrifit konnektor – PVC

Övrig information:

Röntgentät med två laterala hål. Centimeter
märkning från 5-35 cm. Konnektor med lock.
Lockets färg indikerar vilken storlek (Fr) sonden har.
Kompatibel med ISO 80369-3. Rekommenderad
användningstid upp till 29 dagar.

Produkten är CE-märkt:

Ja