

EKG-PAPPER SICARD 740



Produktbeskrivning

EKG-papper Sicard 740

210 X 300 mm

Ljuskänsligt papper. Papperet bör ligga skyddat i kartong när det inte används.


CE-märkt. Används till Siemens Megacart, Sicard 740.

Förpackning

Kartong, 500 ark/bunt

Förvaring

Rumstemperatur 15-25° C



För mer information välkommen att kontakta Mediqs Kundservice tel 0771 758 758

Mediq Sverige AB

P.O Box 10302, SE-434 24 Kungälv
Hallabäcksvägen 1, SE-434 37 Kungälv
Org.nr 556252 - 2317

Tel +46(0)31 388 90 00
Fax +46(0)31 388 90 01

www.mediq.se
info@mediqsverige.se