

Tvättset non-woven

Sterilt

Latexfritt

Material tork:
70% viskos
30% polyester
Gramvikt: 30 g/m²



Färg tork och kompresser: Vit, utan optiskt blekmedel

Tork: 5 st

Diameter tork: 50 mm

Elastisk ring: Material: Silikon

Kompresser: 10 st 7,5x7,5cm 4-lagers

Rondskål njuformad: Polystyren, blå, 255 x 155 x 44 mm

Peang: Polystyren, blå, 19 cm lång

Omslagsduk: Papper/plast (vitt 18 g/m² / grönt 29 g/m²), Storlek; 60 x 60 cm

Sterilisering: EO enligt ISO 11135

CE-märkning: Klass 1 steril enl MDD annex 5

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

| Art nr | Antal tork | Utvikt storlek | Antal kompresser | Avd fp st | Trp fp st |
|---------|------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| 9158131 | 5 st | 20 x 30 cm | 10st 7,5x7,5cm | 10 x 1 | 4x10x1 = 40 |