

Sterillium® classic pure

Färg- och parfymfri variant av den klassiska Sterillium®
men med samma beprövade, hudvårdande egenskaper.
Särskilt lämplig för känslig hud.



Applicering

Sterillium classic pure är lämplig för både hygienisk och kirurgisk handdesinfektion. Sterillium classic pure är fri från färgämnen och parfym vilket gör den särskilt lämplig för personer med känslig hud. Sterillium classic pure ger en utmärkt, omedelbar och pålitlig antimikrobiell verkan upp till sex timmar. Förutom den sköna känslan som Sterillium classic pure lämnar på händerna, ökar den hudens fuktighet vid regelbunden användning¹⁾



1) Reece, B. RCTS (2014): Evaluating the Effect of a Hand Sanitizer Using an Exaggerated Handwash Method

Användningsområden

För hygienisk och kirurgisk handdesinfektion inom:

- Sjukhusavdelningar som t.ex. kirurgi-, intensivvårds- och infektionsavdelningar
- Behandlingsrum och hemsjukvård
- Ambulanser
- Laboratorier
- Inom all typ av vård
- Äldrevård, sjukhem
- Hemdialys

Bruksanvisning

Handhavande och dosering av Sterillium classic pure beror på användningsområde.

Hygienisk handdesinfektion

Tillsätt tillräcklig mängd (ca 3 ml) av Sterillium classic pure till kupad hand så att båda händerna kan bli ordentligt blöta. Gnid noggrant in under 30 sekunder. Var särskilt noggrann med fingertoppar, tummar och handflator. Båda händerna skall täckas och vara fuktiga under desinfektionen.


Kirurgisk handdesinfektion

Gnid in händerna och underarmarna, upp till armbågen noggrant med ca 4-6 ml Sterillium classic pure. Var särskilt noggrann med fingertoppar, tummar och handflator. Händer och underarmar skall vara kontinuerligt våta under 1,5 minut.

Hantera och använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etikett och produktinformation innan användning.

Sterillium® classic pure increases skin hydration

The skin's health is the basis for effective hand hygiene. A randomised study investigated the effect of the alcohol-based hand disinfectant on the skin. The tests were carried out under practical conditions.



The regular use of Sterillium classic pure causes the skin hydration to increase by approx. 30%. Over the study period, the skin hydration of the untreated hand decreased.

Sterillium classic pure was applied for a total of 300 times: over a period of 10 days, 30 times a day and along the lines of hygienic hand disinfection, 3 ml of the disinfectant were applied to the hand of the test subjects for 30 seconds. The second hand was not treated and served as control. The skin condition was assessed on several days during the treatment and at the end of the study. For example, a corneometer was used to determine the skin hydration.

At every measuring time, the skin hydration of the hand treated with Sterillium classic pure was significantly higher than both the baseline value and the skin hydration of the control hand. The skin hydration of the untreated hand, however, even decreased. The product was described as particularly skin friendly.

Conclusion: The repeated use of Sterillium classic pure increases the skin hydration.

Source: RCTS' Study No. 3295. Evaluating the effect of a hand sanitizer using an exaggerated handwash method.

Proven efficacy	Exposure time	
Active according to EN Phase 2 / Step 2 (practical testing)	Hygienic hand disinfection (EN 1500)	30 sec
	Surgical hand disinfection (EN 12791)	1.5 min
Bacteria and fungi		
Tested in accordance with EN Phase 2 / Step 1 (suspension tests)	Bactericidal (EN 13727)	15 sec
	Yeasticidal (EN 13624)	15 sec
	Tuberculocidal (EN 14348)	30 sec
	Mycobactericidal (EN 14348)	30 sec
Viruses		
Active against viruses according to EN Phase 2 / Step 1 (suspension tests)	Virucidal activity against enveloped viruses (EN 14476)	15 sec
Tested for activity against non-enveloped viruses	Adenovirus (EN 14476)	1 min

Mikrobiologi

- Baktericidal
- Jästicidal
- Tuberkulocidal
- Mykobactericidal
- Virucidal mot kapslade virus (inkl. HBV, HIV, HCV)
- Adenovirus

Innehåll

Aktiva ingredienser i 100g:

Propan-2-ol 45.0 g, propan-1-ol 30.0 g, mecetronium etilsulfate 0.2 g.

Övriga ingredienser: Glycerol 85%, tetradecan-1-ol, renat vatten.

Kompatibilitet med undersökningshandskar

Studier i enlighet med standard EN 455-1 och ASTM D5151 visar att användning av Sterillium classic pure innan påtagning av undersökningshandskar inte ökar risken för perforering av handskar gjorda av nitril, latex eller vinyl.

Relaterade produkter

- Sterillium:

Klassikern inom alkoholbaserad handdesinfektion. Innehåller det väl beprövade Sterillium skincare complex. En favorit i över 50 år på grund av dess pålitliga mikrobiologiska effekt och hudvänlighet. Lämplig för känsliga händer.

- Sterillium med:

Etanolbaserad handdesinfektion med full virucidal effekt (inkl. MNV) inom hygienisk handdesinfektion. Innehåller det väl beprövade Sterillium skincare complex. Fri från färgämnen och parfym.



Going further
for health

Fördelar:

- Omfattande effekt på bakterier, jäst och kapslade virus
- Mycket hudvänlig med återfettande verkan
- Ökar hudens fuktighet vid regelbunden användning
- Har en snabb och pålitlig effekt
- Fri från färgämnen och parfym



Sortiment	Art.nr.	TFP
Sterillium® classic pure 100 ml	980361	45 st
Sterillium® classic pure 500 ml	980362	20 st
Sterillium® classic pure 1000 ml	981223	10 st
Sterillium® classic pure 500 ml med pump	981417	20 st

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info