

MIC-PegTM

Traction Removable

MIC-Peg levereras som ett komplett set för anläggning av perkutan endoskopisk gastrostomi.

MIC-Peg kan avlägsnas utan endoskopisk hjälp (se bruksanvisning i förpackningen)

MIC-Peg är tillverkad i mjuk hudvänlig silikon för bästa acceptans och komfort.

Mycket mjuk retensionsplatta som underlättar vid trånga passager

Mjuka och flexibla adaptrar för anslutning till aggregat eller matningsspruta

Separat port för läkemedelstillförsel

Centimetergradering på katetern för att underlätta verifikation av läget

Secur lok, skjutbar ring för säker fixering med ventilationshål för bästa möjliga sårhäkning och minskad hudirritation
Finns i storlekarna 14, 20 och 24 Fr.



MIC-Peg set

Storlek	Vnr
14 Fr	9640-14
20 Fr	9640-20
24 Fr	9640-24

MIC-Peg adapter

Storlek	Vnr
14 Fr	8135-14
20 Fr	8135-20
24 Fr	8135-24

