





# PolySpec 1371

Wing Plasts PolySpec 1371 är ett självhållande vaginalspekulum i glasklar, miljövänlig plast för engångsbruk. PolySpec är ergonomiskt och greppvänligt utformat med 8 stycken olika öppningslägen och används ofta vid större ingrepp.

- Stor öppningsförmåga
- Tyst låsanordning
- Stadig och stabil konstruktion
- Stort behandlings- och provtagningsområde
- Minimal klämrisk av vaginalväggar
- Greppvänlig
- Vinkeln på handtaget är utformad så att undersökarens hand inte kommer i kontakt med patientens underliv

# PolySpec 1371



## Material

- Polystyren glasklar
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri

## Engångs

- Efter användning hanteras engångs spekulomet enligt gällande policy


## Vikt

- Detalj: 50 g
- Transportförpackning: 6 kg
- Pall: 135 kg


## Förpackning

- Avdelningsförpackning: 25 st
- Transportförpackning: 100 st
- Pallkvantitet: 2000 st

## Transportförpackning



## Pall



30-1371-001-210104

Kvalitet ISO 9001 Miljö ISO 14001 Medical ISO 13485

**Wing Plast** - Quality Medical Instruments

