



Esmark Bindor, Latexfria

MEDIPLAST® kan erbjuda Er **ESMARK BINDOR**. En mjuk och smidig binda av syntetgummi. Används för att linda extremiteter när blodtomt fält önskas. Produkten finns i tre olika bredder och två längder. Steril produkt som endast är avsedd för engångsbruk.

ESMARK:

100% Syntetisk Polyisopren

Artikelnr.	Beskrivning	Antal/avd.frp	Antal/trp.frp
60702010	8 x 274 cm	10	150
60702011	10 x 274 cm	10	150
60702012	15 x 274 cm	10	70
60702013	8 x 365 cm	10	150
60702014	10 x 365 cm	10	150
60702015	15 x 365 cm	6	42

ESMARK - PUDERFRIA

100% Syntetisk Polyisopren

Artikelnr.	Beskrivning	Antal/avd.frp	Antal/trp.frp
60702016	8 x 274 cm	10	150
60702017	10 x 274 cm	10	150
60702018	15 x 274 cm	10	70
60702019	8 x 365 cm	10	150
60702020	10 x 365 cm	10	150
60702021	15 x 365 cm	6	42



Avd.förp = min.kvant/best