

Ambu® Blue Sensor N-10-A

- För 4 mm banankontakt
- 10 cm kabel
- Våt gel
- Mjukt skummaterial
- Latexfri, DEHP fri

Användningsområde:

Diagnostiskt EKG / Vilo EKG, till små barn

Den 10 cm långa kabeln ger den flexibilitet som är nödvändig när man tar EKG på små barn som oftast är rörliga.

Våt gel i kombination med decentraliserad anslutning gör att man får en snabb och stabil EKG-registrering.

