

# Alla inser betydelsen av enkla och tillförlitliga urinanalyser

Som föregångare inom instrumentell avläsning av urinanalyser har Siemens glädjen att presentera:

## CLINITEK Status®+



### Användarvänlig

- Enkel hantering via pekskärm
- Möjlighet till lagring av patient information och anslutning till datasystem

### Standardiserad avläsning

- Generar tillförlitliga resultat
- Avläsning av urinteststickor, mikroalbumin och immunologiska tester på samma instrument
- Svarsutskrift på papper

### Ekonomi

- Flera analyser på samma instrument
- "Walk away" möjlighet
- Mer tid för patienterna

---

CLINITEK Status®+

Answers for life.

---

## Produktspecifikation

### Storlek

---

Djup: 272 mm  
Höjd: 158 mm  
Vidd: 171 mm  
Vikt: 1,66 kg

### Driftstemperatur

---

5-40 oC

### Instrumentminne

---

700 analysresultat alt. 950 uppkopplad

### Datoranslutning

---

RS 232 seriell port,

trådlös, nätverk

---

### Analysmeny

- **Multistix 5**  
U-leukocyter, U-nitrit, U-protein, U-glukos, U-blod
  - **Multistix 7**  
U-leukocyter, U-nitrit, U-protein, U-glukos, U-blod,  
U-acetoacetat, U-pH
  - **Multistix 8SG**  
U-leukocyter, U-nitrit, U-protein, U-glukos, U-blod,  
U-acetoacetat, U-pH, U-densitet
  - **Clinitek Mikroalbumin**  
En semikvantitativ analys för U-albumin,  
U-kreatinin samt index/kvot
  - **Clinitest hCG**  
Testkassett för analys av humant  
coriongonadotropin (hCG) i urin.
- 

### Kontroll

- **Chek-Stix Combo**  
Negativ och Positiv kontroll
- **Printer papper**

Siemens Healthcare AB  
Johanneslundsvägen 12-14  
194 87 Upplands Väsby  
Tel: 08-728 10 00  
Fax: 020-899001

## Multistix 5, 7, alt 8SG



## Clinitek Mikroalbumin



## Clinitest hCG



## Chek-Stix Combo

