

Protexis™ PI

Steril operationshandske av Polyisopren, puderfri från Cardinal Health

Tillverkad av



Egenskaper och fördelar

- Unik syntetisk polyisopren formula
 - Kemisk struktur identisk med naturgummilatem, utan proteinerna
 - Ger vårdpersonalen en alternativ lösning som liknar latex i komfort, passform och känsla
- Puderfri- reducerar puderrelaterade hudirritationer och postoperativa komplikationer associerade med granulom
- Testad mot cytostatika i överensstämmelse med ASTM D6978-05 "Standard Practice for Assessment of Resistance of Medical Gloves to Permeation by Chemotherapy Drugs"


Handsspecifikationer

- AQL 0.65
- Fingertjocklek: 0.23 mm
- Längd: 305 mm (size 7.5)
- Färg: Kräm
- Producerad på Cardinal Healths operationshandske form
 - Exklusiv handskform med oberoende tumdesign med anatomisk passform och med naturliga rörelser av fingrar, tumme och handflata
 - Patenterad ribbad manschett som motverkar nedrullning

Order information

Storlek	Referens
5 ½	2D72PT55X
6	2D72PT60X
6 ½	2D72PT65X
7	2D72PT70X
7 ½	2D72PT75X
8	2D72PT80X
8 ½	2D72PT85X
9	2D72PT90X

50 Par/Ask, 4 Ask/Kartong



Klass IIa
Medicinsk
Utrustning



STERILE | R



Återförsäljare:

MEDI PLAST

Mediplast AB

Box 9504, 200 39 Malmö

T 020-78 80 35

mediplast.info@mediplast.com

www.mediplast.com