



Leverantör:
Sterisets

Ögonsax Iris

Steril ögonsax, böjd, skarp/skarp engångs

- Engångsinstrumenten är tillverkade med hög kvalitet, prestanda och fin utformning.
- Instrumenten ger ökad kvalitetssäkring och minskar risken för korskontaminering. Minskar risken för infektioner.
- Kostnadseffektivt alternativ som ger besparingar som t.ex. frigörande av tid vid sterilisering mm.
- Instrumenten har tydlig markering för att skilja dem från de traditionella instrumenten så förväxling undviks.

Art. nr.	Ref. nr.	Beskrivning	Avd. förp.
10003382	570059S	Sax Iris böjd Sterisets 11 cm.	25



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com