

# Pincett - osteril Plast - engångs

Latexfri

**Material: polystyren**

**Längd: 128 mm**



**Färg:** Vit

**Autoklaverbar:** Ja, ångsterilisering vid 121°C i 15 minuter eller vid 134 °C i 3 minuter enligt standard SS-EN -285, alternativ steriliseringstid validerad vid 121°C 20 min och vid 134°C 7 min. Kan också lågtemperatur sterilseras i Sterrad.

**CE-märkning:** Klass 1 enl MDD

**Tillverkning:** Kina

**Certifiering:** ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012

**Lagring:** 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Storlek	Avd fp st	Trp fp st
7110031	128 mm	50	6 x 50 = 300