

Beställningsinformation

Aidian Sweden AB
info@aidian.se
Tel. 08-623 04 00
För beställning: order@aidian.se

www.aidian.se
www.quikread.com
www.tacklearnr.com

QuikRead go CRP	Art.nr
QuikRead go CRP, 50 tester inklusive kapillärrör och pistonger	133891
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763

QuikRead go CRP+Hb	Art.nr
QuikRead go CRP+Hb, 50 tester inklusive kapillärrör och pistonger	140066
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Hb Control	141154

QuikRead go Strep A	Art.nr
QuikRead go Strep A, 50 tester inklusive kontroller	135883

QuikRead go iFOBT	Art.nr
QuikRead go iFOBT, 50 tester	151051
QuikRead iFOB Provtagningsrör, 50 st	151052
QuikRead go iFOBT Control Quantitative	152390
QuikRead FOB Positive Control	06027

QuikRead go Instrument	Art.nr
QuikRead go Instrument (FI, SE, NO, DK, CZ, SK, PL, HU)	135867
QuikRead go Instrument (övriga språk)	133893

QuikRead go HbA1c	Art.nr
QuikRead go HbA1c, 25 tester med QuikRead go Sample Collector 1 µl	151058
QuikRead go HbA1c Control Set	154520

QuikRead go wrCRP	Art.nr
QuikRead go wrCRP, 50 tester inklusive kapillärrör och pistonger	146521
QuikRead go CRP Control Low	153765
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763

QuikRead go wrCRP+Hb	Art.nr
QuikRead go wrCRP+Hb, 50 tester inklusive kapillärrör och pistonger	146255
QuikRead go CRP Control Low	153765
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Hb 10 µl Control	153656


QuikRead go easy CRP	Art.nr
QuikRead go easy CRP, 50 tester med QuikRead go Sample Collector 10 µl	153287
QuikRead go CRP Control Low	153765
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763

Information om tillbehör till QuikRead go: www.aidian.se


Resultat du kan lita på.

QuikRead go® för den patientnära vården


Det är så lätt att använda!



Test



Mätning



Resultat

Referenser

- 1. Crocker J et al. Implementation of Point-of-Care Testing in an Ambulatory Practice of an Academic Medical Center. Am J Clin Pathol 2014; 142:640-646.
- 2. Data på fil.
- 3. Minnaard M et al. Analytical performance, agreement and user-friendliness of five creatinine protein point-of-care tests. Scand J Clin Lab Invest 2013; 73:627-634.
- 4. Hernández-Bou S et al. Evaluation of the bedside QuikRead go® CRP test in the management of febrile infants at the emergency department. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2017; 36:1205-1211.


AIDIAN

www.aidian.se

AIDIAN



Spara tid och resurser med ett flexibelt multianalyssystem.¹



QuikRead go[®]

Tillgängliga analyser

HbA1c / CRP / CRP+Hb / Strep A / FOB



Point of care testing (POCT) can significantly improve clinical operations with cost reductions through **improved practice efficiency**. The economic benefits of POCT may be realized in both fee-for-service and global payment environments."¹

Få **stöd** för diagnos och behandlingsbeslut inom endast några minuter med resultat av samma kvalitet som laboratorieresultat. Det lilla och helt bärbara instrumentet gör det möjligt att utföra tester inom olika vårdenheter.²⁻⁴

Du kan **lita på** det högpresterande, robusta och enkla testsystemet. Instrumentets enastående anslutningsmöjligheter och den automatiska testproceduren garanterar ett säkert handhavande i primärvården och spårbara resultat.²⁻⁴

Snabb



- Resultat inom några minuter
- Användarvänlig
- Tillförlitliga resultat under patientkonsultationen
- Hjälper dig att ställa rätt diagnos och fatta effektiva behandlingsbeslut²⁻⁴

Tillförlitlig




- Instrumentlästa resultat är objektiva
- Exakta resultat, jämförbara med resultat från laboratoriesystem²⁻⁴
- Robust instrument
- Ca 50 000 QuikRead och QuikRead go instrument används runt om i världen

Underhållsfri



- Inget behov av regelbundet underhåll
- Bara att koppla in
- Reagenser som är klara att användas
- Helt automatisk testprocedur
- Interaktivt användargränssnitt tillgängligt på 23 språk
- Batterianvändning möjliggör mobil användning

Spårbart



- Resultat inklusive alla testdetaljer lagras automatiskt i instrumentet
- Patient- och användar-ID förbättrar spårbarheten
- Anslutningsbar till de flesta informationssystem för sjukhus (HIS) och laboratorier (LIS)
- Dubbelriktad anslutningsmöjlighet till POCT1-A2
- Enkelriktad anslutningsmöjlighet till LIS01-A2