

MEDECO B.V.

# Product Specifications

**Brand** : Klinion® Protection → ULTRA SAFE

**Product** : Nitril, puder-fri, icke steril, undersökningshandske

## Förpackning och produktbeskrivning

Product Reference	Produktbeskrivning	Strl	Färg	Box dimension (mm)*	Styck per Box	Ytter kartong dimension (mm)*	Box(es) per ytter kartong
165040	Undersökningshandske ULTRA SAFE	XS	Blå	235 * 110 * 75	150	390 * 230 * 245	10
165041	Undersökningshandske ULTRA SAFE	S	Blå	235 * 110 * 75	150	390 * 230 * 245	10
165042	Undersökningshandske ULTRA SAFE	M	Blå	235 * 110 * 75	150	390 * 230 * 245	10
165043	Undersökningshandske ULTRA SAFE	L	Blå	235 * 110 * 75	150	390 * 230 * 245	10
165044	Undersökningshandske ULTRA SAFE	XL	Blå	235 * 110 * 75	150	390 * 230 * 245	10

\*Storleken är ungefärlig

## Produkt beskrivning

Engångs , latexfri och puderfria undersökningshandskar, tillverkade i Nitril Butadiene gummi.

## Användningsområde

Klinion Protection undersökningshandske är avsedd att användas för medicinska ändamål och att förhindra kontaminering mellan patient och vårdgivare

Instruktion finns tillgänglig på [www.medeco.org](http://www.medeco.org)

## Klassifikation

MDR (EU) 2017/745 Class I

PPE Regulation (EU) 2016/425 Category III

→ EU declaration of conformity at [www.medeco.org](http://www.medeco.org)

## Egenskaper

- Ekonomiskt och säkert skydd för alla användare
- Kan användas på höger/vänster hand
- Texturerad yta
- Puderfri

MEDECO B.V.

# Product Specifications

## Produkt innehåll

- Acrylonitrile Butadiene gummi (NBR)
- Produkterna I detta dokument är:
  - Latex-fri
  - Ftalatfri
  - Fria från mänsklig eller animalisk vävnad
  - Fria från blod eller blodderivat

## Specifikations

### Dimensions (mm)

Bredd	XS	75 ± 5
	S	85 ± 5
	M	95 ± 5
	L	106 ± 5
	XL	116 ± 5
Tjocklek	Cuff	Min. 0.06
	Handflata	Min. 0.07
	Finger	Min. 0.11
Längd	Standard Cuff	Min. 240

MEDECO B.V.

# Product Specifications

## Egenskaper

Ny	Brottgräns	Min. 14 MPa
	Utvidning innan brott	Min. 500 %
	Brottstyrka	Min. 6.0 N
Åldrad	Brottgräns	Min. 14 MPa
	Utvidning innan brott	Min. 400 %
	Brottstyrka	Min. 6.0 N
Hålförekomst	AQL 1.5	
Puderrest	Max 2 mg/handske	

## Standards

- Manufactured in accordance with Quality Assurance ISO 13485 and ISO 9001

In compliance with:

- EN 420:2003 + A1:2009 (fit for special purpose)
- EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016
- EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009
- EN 16523-1:2015

### Sterilisation

N/A – Icke steril

### Förvaring

Förvara på en sval och torr plats. Öppnade förpackningar skall hållas borta från solljus och starkt lysrörsljus.

### Hållbarhet

3 år


MEDECO B.V.

# Product Specifications

Bild



Ref. product 165043

Approval	Name	Date	Signature
Product Manager	Levine van Buren	01-04-2021	
RA-Officer	Tiago Sales Silva	01-04-2021	