



# Golvstativ i lackerat stål för DAX beröringsfria dispensrar

Sjukdomsframkallande virus och bakterier sprider sig snabbt genom händer och ytor. Under en dag är vi ofta i kontakt med många människor och platser som kan vara bärare. Ofta har vi inte tillgång till vatten och tvål direkt. Lyckligtvis finns det enkla, förebyggande lösningar.

Golvstativet är lämpligt där du vill ha större synlighet för dispensern samt där du inte har möjlighet att montera dispensrar på väggen. Ett solid och stabilt stativ som levereras med en droppfångare och toppskylt samt komplett monteringsatts med verktyg, skruvar och monteringsanvisningar.

## Produktinformation

- Ökar tillgängligheten och efterlevnaden av god handhygien, vilket i sin tur minskar infektioner och sjukfrånvaro
- Kan placeras på centrala platser där många människor befinner sig
- Solid och stabil konstruktion
- Droppfångare för att undvika spill på golvet
- Snygg design som är lätt att hålla ren
- PGolvstativet levereras utan dispenser, men passar med DAX automatiska dispensers AD139, AD149 och AD151 som beställs separat.

DAX golvstativ - art nr. 603023

