

DAX

Dispensern fungerar från båda håll, vilket är perfekt för offentliga miljöer.



Sensorn känner av rörelser och temperatur och fördelar lämplig mängd desinfektion.

EFFEKTIV OCH EKONOMISK handdesinfektiondispenser



DAX SafePoint+ är en effektiv, ekonomisk och lättanvänd automatisk dispenser för att säkerställa god handhygien i allmänna utrymmen. Sensorn inuti dispensern känner av när händerna placeras under den och fördelar en lämplig mängd handdesinfektion. Handdesinfektionen förvaras i en 4 liters behållare inuti dispensern. Den stora behållaren gör att påfyllning av desinfektion inte behöver ske så ofta, vilket gör användningen mer pålitlig. Både handdesinfektion och avfallsvätska förvaras i ett låst skåp i dispensern, vilket förhindrar stöld eller missbruk.

Med sin rejäla konstruktion och öppningar från två håll, är DAX SafePoint+ idealisk att ha i entréer, väntrum, restauranger, skolmatsalar, affärer m.m. för att säkerställa en god handhygien bland alla besökare.

DAX Clinical Handdesinfektion är framtagen i samarbete med svensk sjukvård och är dokumenterat effektiv mot Corona-viruset, men även mot bakterier, jästsvamp och många andra virus som influensa- och förkylningsvirus samt vinterkräksjuka. Den innehåller fuktgivande och vårdande ingredienser, verkar snabbt och klibbar inte efter avdunstning. Produkten är testad enligt EN1500, EN13727, EN13624, EN14476 och EN 14348.

