



# Dispenserhållare Säng, 600 ml

*Dispenserhållare Säng, 600 ml* är avsedd att hänga på patientsängar eller liknande ytor för att ha flaskor nära tillhands. Hållaren hängs direkt på sängkanten eller fästs på en *Dispenserplatta Säng* (separat artikel). Passar 600 ml flaskor med pump enligt sievert systemet.

## Produktfakta

*Dispenserhållare Säng, 600 ml* och *Dispenserplatta Säng* är tillverkade av rostfritt stål.

## Övrigt

Rengöres vid behov eller i samband med flaskbyte.

Fukta en pappersduk med *Ytdesinfektion +45* och torka noggrant. Låt därefter dispenserhållaren lufttorka.



## Artiklar

73469

1 st

Ant/tp: 1



Lahega Kemi AB, Box 13073, 250 13 Helsingborg,  
Telefon 042-256700, Telefax 042-256750  
[www.lahega.se](http://www.lahega.se)