

HUDSTANSAR ENGÅNGS

STERILA – ROSTFRITT STÅL – ENGÅNGS




Egenskaper

- Stansdel i rostfritt stål utan skarvar
- Räfflat handtag för säkert grepp och kontroll
- Storlek graverad på varje stans för enkel identifiering
- Brett sortiment med flera storlekar
- Sterilförpackade och klara att användas
- Engångs

Kliniska områden

- Dermatologi
- Gynekologi
- Fotvård
- Med flera...



Förpackning

- 20 stansar per dispenserförpackning

453-940699-20 1 mm ◦



453-940700-20 2 mm ◦



453-940701-20 3 mm ◦



453-940703-20 4 mm ◦



453-940704-20 5 mm ◦



453-940705-20 6 mm ◦



453-940706-20 8 mm ◦



Naturlig storlek



HUDKYRETTER ENGÅNGS

STERILA – ROSTFRITT STÅL – ENGÅNGS



Egenskaper

- Rostfritt stål med halvskarp skärkant för mjuk vävnad
- Storlek graverad på varje kyrett för enkel identifiering
- Räfflat handtag för säkert grepp och kontroll
- Brett sortiment med flera storlekar
- Sterilförpackade och klara att användas
- Engångs

Används vid följande lättare kirurgiska ingrepp:

- Kyrettering av basalcells carcinom
- Kyrettering av vårtor
- Kyrettering av diverse hudförändringar



Förpackning

- 20 kyretter per dispenserförpackning

Kliniska områden

- Dermatologi
- Kirurgi
- Fotvård
- Med flera...

Naturlig storlek



Biopsiteknik med hudkyrett för olika dermatologiska sjukdomstillstånd.



Biopsiteknik med hudstans för olika dermatologiska sjukdomstillstånd.

References : Manabu MAEDA, MD & Ph D *Department of Dermatology, Prefectural Gifu Hospital, 4-6-1 Noishiki, Gifu City, 500-8717, Japan*

Product specifications may be changed without notice



kai industries co.,ltd.
1110,Oyana, Seki City, Gifu Pref. 501-3992 Japan
Phone:+81 (0) 575 28 6600 Fax:+81 (0) 575 28 6611
Email:info-ind@kai-group.com <http://www.kai-ind.co.jp>




kai Europe GmbH
Kottendorfer Str. 5,42967 Solingen, Germany
Phone:+49 (0) 212 232380 Fax:+49 (0) 212 2323899



HUDSTANSAR ENGÅNGS MED KOLV

STERILA – ROSTFRITT STÅL – ENGÅNGS – FÄRGKODADE




Storleksindikator

Räfflat handtag för säkert grepp och kontroll vid biopsier.

Stansdel i rostfritt stål utan skarvar. Säkerställer en jämn och mjuk skäryta för bästa biopsikvalitet.

Internt kolvsystem. Skjuter ut provet inuti stansen.



φ 1.5mm

	453-BPP-10F	1,0 mm med kolv	
	453-BPP-15F	1,5 mm med kolv	
	453-BPP-20F	2,0 mm med kolv	
	453-BPP-30F	3,0 mm med kolv	
	453-BPP-40F	4,0 mm med kolv	

Stansarna finns i fem storlekar, tydligt märkta med storlek. Förpackade i blisterförpackning á 20 stansar.

Product specifications may be changed without notice



kai industries co.,ltd.
1110,Oyana, Seki City, Gifu Pref. 501-3992 Japan
Phone : +81 (0) 575 28 6600 Fax : +81 (0) 575 28 6611
Email: info-ind@kai-group.com http://www.kai-ind.co.jp



kai Europe GmbH
Kottendorfer Str. 5.42967 Solingen, Germany
Phone : +49 (0) 212 232380 Fax : +49 (0) 212 2323899

STILLE AB

Ekbacken 11
644 30 Torshälla
Telefon: 08 588 580 00
Fax: 08 588 580 05
info@stille.se



www.stille.se