

MEDECO B.V.

Product Specifications

Brand : Klinion® Protection → ULTRA COMFORT

Product : Nitril, puder-fri, icke steril, undersökningshandske

Förpackning & produktbeskrivning

Produkt Reference	Beskrivning	Strl	Färg	Box dimension (mm)*	Styck per Box	Ytter kartong dimension (mm)*	Box(es) per ytter kartong
102601	Undersökningshandske Nitril ULTRA COMFORT	XS	Vit	235 * 110 * 75	150	390 * 230 * 245	10
102602	Undersökningshandske Nitril ULTRA COMFORT	S	Vit	235 * 110 * 75	150	390 * 230 * 245	10
102603	Undersökningshandske Nitril ULTRA COMFORT	M	Vit	235 * 110 * 75	150	390 * 230 * 245	10
102604	Undersökningshandske Nitril ULTRA COMFORT	L	Vit	235 * 110 * 75	150	390 * 230 * 245	10
102605	Undersökningshandske Nitril ULTRA COMFORT	XL	Vit	235 * 110 * 75	150	390 * 230 * 245	10
102606	Undersökningshandske Nitril ULTRA COMFORT	XS	Blå	235 * 110 * 75	150	390 * 230 * 245	10
102607	Undersökningshandske Nitril ULTRA COMFORT	S	Blå	235 * 110 * 75	150	390 * 230 * 245	10
102608	Undersökningshandske Nitril ULTRA COMFORT	M	Blå	235 * 110 * 75	150	390 * 230 * 245	10
102609	Undersökningshandske Nitril ULTRA COMFORT	L	Blå	235 * 110 * 75	150	390 * 230 * 245	10
102610	Undersökningshandske Nitril ULTRA COMFORT	XL	Blå	235 * 110 * 75	150	390 * 230 * 245	10

*Storleken är ungefärlig

Produkt beskrivning

Engångs , latexfri och puderfri undersökningshandskar, tillverkade i Nitril Butadiene gummi.

Användningsområde

Klinion Protection undersökningshandske är avsedd att användas för medicinska ändamål och att förhindra kontaminering mellan patient och vårdgivare

Användarinstruktion tillgänglig på www.medeco.org

Klassifikation

MDR (EU) 2017/745 Class I

PPE Regulation (EU) 2016/425 Category III

→ EU declaration of conformity på www.medeco.org

MEDECO B.V.

Product Specifications

Egenskaper

- Ekonomiskt och säkert skydd för alla användare
- Kan användas på höger/vänster hand
- Texturerad yta
- Puderfri

Produkt innehåll

- Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR)
- Produkterna i detta dokument är:
 - Latexfria
 - Ftalat fria
 - Fria från mänsklig eller animalisk vävnad
 - Fria från blod eller blodderivat

Specifikation

Dimension (mm)

Bredd	XS	75 ± 5
	S	85 ± 5
	M	95 ± 5
	L	106 ± 5
	XL	116 ± 5
Tjocklek	Cuff	Min. 0.04
	Handflata	Min. 0.05
	Finger	Min. 0.06
Längd	Standard Cuff	Min. 240

MEDECO B.V.

Product Specifications

Egenskaper

Ny	Brottgräns	Min. 14 MPa
	Utvidgning innan brott	Min. 500 %
	Brottstyrka	Min. 6.0 N
Åldrad	Brottgräns	Min. 14 MPa
	Utvidgning innan brott	Min. 400 %
	Brottstyrka	Min. 6.0 N
Hålförekomst	AQL 1.5	
Puderrest	Max 2mg/handske	

Standards

- Manufactured in accordance with Quality Assurance ISO 13485 and ISO 9001

In compliance with:

- EN 420:2003 + A1:2009 (fit for special purpose)
- EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016
- EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009
- EN 16523-1:2015

Sterilisation

Icke steril

Förvaring

Förvara på en sval och torr plats. Öppnade förpackningar skall hållas borta från solljus och starkt lysrörsljus.

Hållbarhet

3 år

MEDECO B.V.

Product Specifications


Bild



Ref. product 102602



Ref. product 102605

Approval	Name	Date	Signature
Product Manager	Levine van Buren	01-04-2021	
RA-Officer	Tiago Sales Silva	01-04-2021	