



## Enterala sprutor - flergångs



Enteral ISO SAF Home

Sterila enterala flergångssprutor med ENFit hon-koppling (ISO 80369-3).

1 ml och 3 ml sprutor har LDT (Low Dose Tip) för att minimera dead-space vid låg dosering.

Upp till 84 tvättar. För rengöring se separat instruktion.

Styckförpackade.

Art.nr.	Beskrivning	Low Dose	Avd./Trpt.fp.
ELDISO1H	1 ml	•	100/3600
ELDISO3H	3 ml	•	100/3200
EISO5H	5 ml		100/2400
EISO10H	10 ml		100/1500
EISO20H	20 ml		100/900
EISO60H	60 ml		50/200

