

Accu-Chek Inform II

Professionell mätare för glukosanalys



*Uppfyller Equalis' Silverstatus för
diagnos av diabetes.*

*Godkänd på samtliga punkter i SKUP-
utvärderingen.*

Fakta Accu-Chek Inform II

b-Glukos	Mätintervall:	0,6-33,3 mmol/L
	Provmaterial:	Kapillärt helblod
	Provvolyum:	0,6 µL
	Analystid:	5 sek
	Hematokritintervall:	10-70%
	Hållbarhet:	ca18 månader
Förvaring i rumstemperatur		



Kontroller	Bruksfärdig vätskekontroll:	2,5 mL/flaska
	2 nivåer/förpackning:	hög och låg
	Ca värde:	höga=16-17mmol/L, låga=ca 2,7mmol/L
	Hållbarhet på öppnad flaska:	3 månader
Förvaring i rumstemperatur		



cobas IT 1000	Mellanmjukvara för POC-instrument:
	Validering av testresultat
	Certifiering av användare
	Kontroll av QC-status
	Central registrering av nya reagens- och kontroller



Artikelnummer

5942861170	Accu-Chek Performa Test
5078164001	Accu-Chek Performa Control

ACCU-CHEK och COBAS är registrerade varumärken från Roche.
©2020 Roche

För mer information kontakta
Roche Diagnostics Scandinavia AB
Box 1228
171 23 Solna
Tel 08-4048800
diagnostics.roche.com/se/sv