



Avnavlingsset

Sterilt avnavlingsset - engångs

- Engångsinstrumenten är tillverkade i rostfritt stål med hög kvalitet, prestanda och fin utformning.
- Instrumenten ger ökad kvalitetssäkring och minskar risken för korskontaminering.
- Kostnadseffektivt alternativ som ger besparingar som t.ex. frigörande av tid vid sterilisering mm.
- Instrumenten har tydlig markering för att skilja dem från de traditionella instrumenten så förväxling undviks.
- Destruktion kan ske antingen genom att placera använda instrument i kärl för skärande avfall eller i behållare för brännbart kontaminerat gods.

Artikelnummer	Utförande	Avd. förp.	Trsp. förp.
10003764	Sterilt	40	1920

Setet innehåller:

- 1 st sax, rak, trubbig/trubbig, 14 cm
- 2 st peanger Rochester, rak, 16 cm
- 1 st navelsträngsnodd i silikon på bomullssnöre
- 1 st omslagsduk i polyeten och papper, grönt, 38 x 40 cm

Leverantör

STERISETS

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2019-12