



DAX Clinical Handdesinfektion

DAX Clinical Handdesinfektion är en hygienisk handdesinfektion som är utprövad i samarbete med svensk sjukvård. DAX Clinical Handdesinfektion är effektiv mot bakterier, jästsvamp och många olika virus som influensavirus, HIV och Murine Norovirus.

Fördelar med DAX Clinical

- Innehåller 75 vol% denaturerad etanol
- Innehåller två olika återfuktare
- Kliniskt testad för att klara dagligt vårdarbete
- Verkar snabbt och klibbar inte efter avdunstning



Dosering

- 3 ml gnids in i händerna under 30 sekunder

Produktnamn	Art.nr	Antal st/krt	Antal kar/pall	EAN kod
DAX Clinical Handdesinfektion 4000 ml	728-3	3	18	7331964007280

DAX Clinical Handdesinfektion

Mikrobiologisk information

Bactericidal effekt

EN 1500

Applikation 3 ml
Escherichia coli 30 sek

EN 13727

Pseudomonas aeruginosa 30 sek
Staphylococcus aureus 30 sek
Enterococcus hirae 30 sek
Escherichia coli 30 sek

Yeasticidal effekt

EN 13624

Candida albicans 30 sek

Mycobactericidal effekt

EN 14348

Tuberculocid 30 sek
Mycobactericid 1 min

Virucidal effekt

EN 14476

Murine Norovirus 30 sek
Adenovirus 30 sek
Human Rotavirus 30 sek
Limited spectrum virucidal activity 30 sek

Innehåll:

- pH-värde 7-10

Förpackningsmaterial:

- 150 ml, 600 ml, 1000 ml: Högdensitetspolyeten (HDPE)
- 700 ml BiB: Påse: Polyeten, PET. Pip: Silikon. Box: Wellpapp
- 700 ml Softbag: Polyeten, PET

Typ av formulering

- Vätska

Produktnamn	Art.nr	Antal st/krt	Antal kar/pall	EAN kod
DAX Clinical Handdesinfektion 4000 ml	728-3	3	18	7331964007280