

VARUINFORMATIONSBLAD TOP STAR 75

FÄRDIGBLANDAD GLUKOSBELASTNINGSDRYCK

Avsedd användning:

Används vid glukosbelastningar som en redan färdigblandad dryck, smaksatt med apelsin eller citron för att underlätta intaget för patienten.

Förvaring:

Obruten förpackning kan förvaras i rums temperatur, men kan med stor fördel serveras kyld för att underlätta intaget av drycken för patienten.

Hållbarhet:

Obruten förpackning håller till utgångsdatum, 2 år från tillverkningsdatum. Öppnad förpackning ska förvaras i kylskåp och förbrukas inom 12 timmar.

TOP STAR 75 Apelsin 200 ml

Artnr: 85012SC

Utan färgämnen

Innehåll:

Vatten, Glukos 75 g

Naturligt smakämne (apelsin)

Citronsyra E-330

Konserveringsmedel Natriumbensoat E-211

TOP STAR 75 Citron 200 ml

Artnr: 85015SC

Utan färgämnen

Innehåll:

Vatten, Glukos 75 g

Naturligt smakämne (citron)

Citronsyra E-330

Konserveringsmedel Natriumbensoat E-211

