

# Tvättset litet non-woven

## Sterilt

### Latexfritt



**Material tork:**  
**70% viskos**  
**30% polyester**  
**Gramvikt: 30 g/m<sup>2</sup>**

**Färg tork:** Vit, utan optiskt blekmedel

**Tork:** 10 st 50 mm Ø

**Elastisk ring i tork:** Material: Silikon

**Njurformad skål:** 1 x 750 ml; Polypropylen, transparent, bruksfärdig

**Skålar:** 1 x 500 ml; Polypropylen, transparent, bruksfärdig  
 1 x 250 ml; Polypropylen, transparent, bruksfärdig

**Sterilisering:** EO enligt ISO 11135

**CE-märkning:** Klass 1 steril enl MDD annex 5

**Tillverkning:** Kina

**Certifiering:** ISO 13485:2016

**Lagring:** 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Antal tork	Utvikt storlek tork	Avd fp st	Trp fp st
9158189	10 st	20 x 30 cm	6 x 1	2 x 6 x 1 = 12